

كتاب التعليمات



للمهنيين السلسلة ف 2
الإنجليزية / اليابانية / الإسب
© أوت / 2022 - © 2020

مقدمة

صفحة 3

صفحة 4

صفحة 5-6

صفحة 7-8

صفحة 9

صفحة 10-11

صفحة 12

الوظائف التلقائية على المهنية ف2

صفحة 13-14

صفحة 15-16

25 مجموعة: اختيار تحت القائمة

صفحة 17

صفحة 18-19

صفحة 20-22

صفحة 23

صفحة 24-26

صفحة 27

صفحة 28-31

صفحة 32-33

صفحة 34

صفحة 35

صفحة 36

صفحة 37

صفحة 38-41

توصيات بشأن العلاج

صفحة 42-44

صفحة 45-47

صفحة 48-49

صفحة 50-51

صفحة 52

المقدمة:

تهانينا لشراء جهازك الخاص المهني سلسلة ف 2 للعلاج الكهربائي (إيبتد). يوفر الدليل التالي مقدمة عن العلاج الكهربائي والتوصيات لاستخدام الجهاز الخاص بك. كما يقدم قائمة الترددات إندفل الرسمية المنقحة لجهازك، مقدمة عن الطفيليات ووصف لتطهير الكبد، الذي نوصي به بقوة. نتمنى لكم كل النجاح مع العمليات العلاجية والتجربة الإيجابية لاستخدام الجهاز الجديد الخاص بك!

تنبيه: هذا الجهاز هو جهاز للعلاج الكهربائي مع قدرة إنتاج عالية التردد. أقرئ هذا الكتيب بعناية واستخدم أجهزة العلاج الكهربائي الخاصة بك وفقا لتوجيهات!

الأساسيات:

في ماذا يستعمل العلاج الكهربائي إيبتد ؟

- استخدام العلاج الكهربائي لمحاربة بعض الفيروسات والبكتيريا والطفيليات، إلخ. يعمل العلاج الكهربائي بطريقة مشابهة للمعالجة المثلية: استخدام المبادئ الطبيعية لشفاء الجسم. كل شيء من حولنا لديه بالفعل شحنة كهربائية، وبالتالي تردد كهربائي معين - نحن دائما وفي كل مكان نتعرض لها. إذا كان لديك فيروس معين، فإنه يعيش في حقل تردد معين. دعونا نفترض للتبسيط أنه يعيش في تردد كهربائي واحد فقط. عند تعرض جسمك لنفس التردد المنتج عن إيبتد (مع موجات خاصة جدا)، يحصل الفيروس على أكثر من تحفيز ويموت.
- استخدم العلاج الكهربائي لاستعادة الحيوية والصحة: البرامج تنتج رنين توافقي في الجسم. كل الأعراض تجلب تنافر كهربائي في الكائن الحي. مع برامج أكثر عمومية مثل آلام الظهر، وبرامج إزالة السموم للرنه والكبد وغيرها، وبللتنافر في الجسم يتم تحويلها إلى رنين توافقي. هذه البرامج مفيدة بشكل خاص لعلاجات الزوال المتصلة مع 4 مجموعات أشرطة.
- استخدم العلاج الكهربائي لإزالة السموم. إزالة سموم المعادن الثقيلة والكيماويات وغيرها من السموم غير المرغوب فيها في الأعضاء
- استخدم العلاج الكهربائي لعلاج جميع حالات المرض.

معلومات تقنية:

مجال الترددات :
0.01 كيلوهرتز - 999.99 كيلوهرتز (1 ميغاهرتز)

25 برنامج علاج

- 20 مجموعة علاج فريدة
- + 5 مجموعات (فارغة) إضافية تبرمج من طرف المستخدم
- كل مجموعة تتكون من 10 ترددات علاجية
- الإعدادات الأولية يمكن استعادتها عن طريق إعادة إعدادات المصنع
- جميع المجموعات 25 يمكن إعادة برمجتها

موجة التردد و التردد الجانبي

30 ميغاهرتز ميكرو معالج رف / س و تردد مع مربع موجي. مختبرا مربع الموجة. موجة جيبية على شعاع راي

التبديل الساخن بين الموجة الحاملة والتردد الراديوي

اختير المختبر الموجة التوافقي الدوري على ترددات 100٪. نموذج جهاز رايف 10 و 281 س و / رف المتوافق.

الجهد المدخل

19 فولت دس/ 4500 ملي أمبير (110 فولت / 250 فولت سمبس) جميع الفولتية العالمية مقبولة، الخارجية دس المعدلة للطاقة نقد المحول.

جهد م متغير حقيقي (باستخدام مقياس الذبذبة)

12.5 فولت، 14.5 فولت، 17 فولت دسمع 100٪ إزاحة إيجابية

50٪ جهد مخرج متغير (باستخدام المقياس المتعدد)

متغير 6 فولت ، 7 فولت ، 8.5 فولت دس مع 100٪ إزاحة إيجابية (المقياس المتعدد لا يمكننا من الكشف عن الجهد المتزامن مع موجة التردد)

درجة حرارة التشغيل لوحدت المعالجة المركزية (الأمنة)*

26 - 33 ° سلسيس

78-90 ° فهرنهايت (درجة حرارة التشغيل العادية)

ثنائي رس ي مقياس الإخراج

2 مقنيس رس ، 1 حزام يد ، 1 مجموعة من أحزمة القدم

كيفية ارتداء الأشرطة




أفضل مكان لتنفيذ عدة ساعات من العلاج (مثلا خلال الليل) ه و باطن القدمين بطريقة أن زر الفولاذ المقاوم للصدأ يمس الجزء السفلي من قدميك. لدى باطن القدمين طبقة جلد سميكة جدا وقادرة على تحمل فترات طويلة من العلاج الكهربائي.

نوصي باستخدام الأشرطة ونفضل على باطن القدمين بطريقة حيث أن القماش الأزرق الموصل يمس الجانب السفلي من القدمين. يجب دائما أن يكون الزر الفولاذي المقاوم للصدأ ملاصقا للباطن.

الطريقة الصحيحة لارتداء الأشرطة



تحويل الأشرطة إلى راحتي اليدين



زر الفضة يواجه راحتي اليدين




أو وافق الأشرطة إلى أخمص قدميك (مستحسن)

المهنية ف2: لوحة المفاتيح



إعادة
التعيين



مفتاح أون



Enter

or



انتظر: يحدد جميع عناصر القائمة



الهروب: الانتقال إلى القوائم السابقة



اعلى و اسفل : التحرك صعودا و نزولا في القوائم



الموجة الحاملة، قابلة للتبديل السريع (انظر الصفحة 35)



تردد الموجة الراديوية (انظر الصفحة 34)


0 to 9

مفاتيح 0 - 9: لوحة المفاتيح لإدخال رموز التردد عندما يكون في وضع برنامج.



انطلاق سريعة ببيرو سلسلة ف:2

- ◀ اشبك محول الطاقة بالجهاز
- ◀ اشبك رأس الطاقة لتشغيل الجهاز
- ◀ ضوء أون يدل على ربط ناجح
- ◀ يمكنك شبك رأس واحد من خلال #1
- ◀ يمكنك شبك الرأس الثاني من خلل #2



- ◀ اضغط زر الطاقة لتشغيل الجهاز
- ◀ شاشة العرض ستشتغل
- ◀ نوع الجهاز والمعلومات ستظهر


بداية سريعة

◀ أولاً ابدأ تشغيل جهازك الجديد بالضغط على إعادة التعيين (master reset) في الزاوية العليا يمينا وهذا يؤدي إلى ولوج فوري لإعدادات الجهد (الحساسية) و قائمة اللغات .أي إعدادات سابقة للمجموعة 25-21 ستعاد للصفر



الجهد:

◀ أول قائمة هي الجهد. الجهد معد مسبقا عند 17 فولط وهذا هو الجهد الافتراضي لرايف الرقمي و لا يجب تغييره .قيمة هذا الجهد تعطينا أحسن و أنجع مستوى علاج.




فقط اخفض من الجهد من أجل:

- ◀ علاج الأطفال الصغار
- ◀ حساسية مفرطة إلى التردد الناتج
- ◀ حساسية تسبب احمرار أو طفح جلدي
- ◀ باستخدام سجاد رايف الشافي مباشرة على الجلد

العديد من الأدوات المتقدمة مثل شعاع راي لن يعمل إلا على 17 فولط، تخفيض القدرة على شعاع راي سيؤدي إلى وظيفة غير فعالة. برامج تردد أمراض خطيرة كلها مصممة على الجهد 17 فولط لذا من أجل فعالية العلاج يرجى ترك الجهد عند 17 فولط

المفاتيح التي تعمل في قائمة الجهد



اللغة :

◀ جهاز المهنية ف 2 مبني على 3 لغات : الانجليزية (الافتراضية) ، اليابانية و الإسبانية

قائمة اللغات :



المفاتيح التي تعمل في قائمة اللغات



الإنجليزية هي الافتراضية، ولكن اختيار لغة مختلفة، سيجعل الجهاز بأكمله بلغة جديدة قد لا تفهمها، لذلك تذكر أن "إعادة التعيين" إذا كنت في حاجة إلى إعادة الجهاز مرة أخرى إلى اللغة الإنجليزية.

قائمة : المسح الفائق / مقدمة

المسح الفائق هي وظيفة على الجهاز تسمح للمستخدم لمسح جميع الترددات وصولاً إلى 1 مليون هرتز أو (999.99 كيلوهرتز)

بما انه كل تردد متاح ينتج للمستخدم، يمكن للمستخدم تجربة نوع مختلف من العلاج بالكهرباء الشرافي والتي قد تساعد في حالات اين الترددات المحددة لا توفر نتائج سريعة.

المسح الفائق سهل تحديده على القائمة الرئيسية، وببساطة الضغط على انتر يبدأ "تشغيل" المسح الفائق. يمكنك التوقف مؤقتاً، في أي مكان في الدورة عن طريق الضغط على انتر مرة أخرى، ومرة أخرى انتر يستأنف الهورة.


ويوصى باستخدام الترددات المحددة لمدة لا تقل عن 10 دقائق لكل تردد، على مجموعات "علاج الأمراض" تبين في قائمة الترددات (إيتدفل)؛

ومع ذلك لا يوجد أي ضرر لتشغيل جميع الترددات في بعض الأحيان في وضع المسح الفائق..

الوضع: المسح الفائق / المفاتيح المتاحة



◀ انتظر: تشغيل: عندما يظهر تشغيل على الشاشة يكون الجهاز قيد التشغيل ويضاء ضوء (اون). تقريبا جميع المفاتيح الأخرى مفتوحة في وضع التشغيل، يمكنك إرفاق الأشرطة وبدأ العلاج في وضع تشغيل. التردد الذي يظهر على الشاشة موضح على الأشرطة.



- ◀ إيقاف مؤقت: اضغط انتظر مرة أخرى على برنامج الايقاف المؤقت. هذا يفتح أيضا جميع المفاتيح المتاحة
- ◀ الغاء (ESC): اضغط على مفتاح الغاء (ESC) من "إيقاف مؤقت" للعودة إلى القائمة السابقة.
- ◀ أوضاع الموجة الحاملة (س و) و الترددات الراديوية (رف) قابلة للتحويل في وضع التشغيل.(المسح الساخن) للمزيد من المعلومات على الموجة الحاملة (س و) و الترددات الراديوية (رف) انظر الصفحة 34-35 .

قائمة:تجميع المسح

تجميع المسح هو وظيفة جديدة على الجهاز تسمح للمستخدم بتجربة الإنتاج المزدوج للتردد (2 ترددات في وقت واحد) باستخدام نسخة متقدمة من وظيفة المسح الخارق.

الترددات المنتجة من 000.01 إلى 999.99
الترددات المنتجة من 999.99 إلى 000.01 في وقت واحد.

كما أن كل تردد متاح منتج للمستخدم، يمكن للمستخدم تجربة نوع مختلف من العلاج بالكهرباء الشرافي التي قد تساعد في الحالات التي فيها الترددات المحددة لا توفر نتائج سريعة.


تجميع المسح سهل تحديده على القائمة الرئيسية، وببساطة الضغط إنتر يبدأ "تشغيل" المسح الفائق. يمكنك التوقف مؤقتاً، في أي مكان في الدورة عن طريق الضغط على إنتر مرة أخرى، ومرة أخرى إنتر يستأنف الدورة.

عملية تجميع المسح تشغل 1/2 وقت جلسة المسح الخارق.

الوضع: مفاتيح تجميع المسح



◀ انتظر: تشغيل: عندما يظهر تشغيل على الشاشة يكون الجهاز قيد التشغيل ويضاء ضوء (اون). تقريبا جميع المفاتيح الأخرى مفتوحة في وضع التشغيل، يمكنك إرفاق الأشرطة وبدأ العلاج في وضع تشغيل. التردد الذي يظهر على الشاشة موضح على الأشرطة.



◀ إيقاف مؤقت: اضغط انتظر مرة أخرى على برنامج الإيقاف المؤقت. هذا يفتح أيضا جميع المفاتيح المتاحة

◀ إلغاء (ESC): اضغط على مفتاح إلغاء (ESC) من "إيقاف مؤقت" للعودة إلى القائمة السابقة.

◀ أوضاع الموجة الحاملة (س و) و الترددات الراديوية (رف) قابلة للتحويل في وضع التشغيل. (المسح الساخن) للمزيد من المعلومات على الموجة الحاملة (س و) و الترددات الراديوية (رف) انظر الصفحة 34-35 .

25 مجموعة: الاختيار في قائمة

◀ استخدم أسفل / أعلى لتحديد القوائم



◀ (القائمة) في الجهاز تبدأ في المجموعة رقم 1



- ◀ المجموعات المتوفرة مسبقا هي #1 - #20 تحتوي كل مجموعة على 10 ترددات
- ◀ المجموعة رقم 21 - 25 فارغة. مكان جيد لإضافة اختيارات التردد الخاصة بك
- ◀ من الممكن مسح جميع المجموعات رقم 1 - 25 إذا كان لديك أكثر من 5 مجموعات للبرمجة خاصة بك.

اختيار مجموعة والأوامر

◀ بمجرد اختيار مجموعتك # 1 - # 25 مع مفتاح ▲ أعلى و ▼ أسفل،
اضغط إنتر



مجموعة الأوامر المتاحة الان هي:

◀ **تشغيل:** تشغيل تردد واحد في الموضع رقم 0 # على المجموعة
الحالية المحددة.

مزيد من المعلومات حول التشغيل، انظر الصفحة 20-22

◀ **اداء الذبذبة:** لتشغيل تردد واحد في الموضع رقم 0 # على
المجموعة المحددة الحالية اضغط أون و أوف

مزيد من المعلومات حول اداء الذبذبة انظر الصفحة 23

◀ **مسح:** يشغل جميع الـ 10 الترددات بأكملها وعلى المجموعة
0# - 9# المحددة الحالية لمدة 10 دقائق لكل تردد

لمزيد من المعلومات حول المسح ، انظر الصفحة 24 - 26

◀ **ذبذبة مسح:** يشغل جميع الـ 10 الترددات بأكملها وعلى
المجموعة 0# - 9# المحددة الحالية لمدة 10 دقائق لكل تردد ، في كل
ثانية يتم نبض تردد و توقيفه (اون اوف)

لمزيد من المعلومات حول ذبذبة مسح، انظر الصفحة 27


◀ **البرنامج:** إعادة برمجة المجموعة الحالية

لمزيد من المعلومات حول البرنامج، انظر الصفحة 28-31

الوضع: تشغيل

وظيفة تشغيل هي محددة لـ "تشغيل العودة" لتردد واحد على الجهاز. سيقوم الأمر بتشغيل بتشغيل تردد المستخدم المحدد من قائمة 10 ترددات في "المجموعة"

بما أن نموذج المهنية ف2 يحتوي "25 مجموعة"، المستخدم لديه الفرصة لتشغيل، في أي لحظة، أي تردد من أي مجموعة



استخدم مفتاح ▲ اعلى و ▼ اسفل لتحديد أي تردد واحد من أي مجموعة

أي من الترددات الـ 35000 في إندفل (قائمة التردد) يمكن برمجتها في الجهاز في لحظة. بحيث يمكن للمستخدم "تشغيل" التردد المسجل من اختياره و للفترة المطلوبة.

الأمر تشغيل هو وضع "يدوي" بحت، وليس لديه تعريف مسبق للوقت. لهذا السبب يمكن للمستخدم اختيار الأمر تشغيل لتشغيل تردد واحد لأي وقت محدد؛ لساعات أو حتى أيام.


بمجرد الضغط على إنتر، يتم عرض المجموعة التي قمت بتحديدتها، بالإضافة إلى موضع التردد داخل تلك المجموعة، وكذلك الرقم بالكيلوهرتز. تشغيل يظهر الانتاج. إذا ضغطت إنتر مرة أخرى سيقوم البرنامج بإيقاف مؤقت.

Group 1
Frequency 0
→ Run
001.01 KHz Play □

ملحوظة:

نقترح أن يستخدم الناس وضع مسح (انظر الصفحة 24-26) بدلا من تشغيل، لما له من افضلية استخدام ترددات متعددة في أوضاع المسح التلقائي (المسح) او (الذبذبة مسح) لعلاج الأمراض الفعالة.

وضع: تشغيل (بلاي) / المفاتيح المتاحة



- ◀ تشغيل: عندما يظهر بلاي على الشاشة يكون الجهاز قيد التشغيل وبيضاء ضوء (أون). يتم تأمين تقريبا جميع المفاتيح الأخرى في وضع تشغيل، يمكنك إرفاق الأشرطة البدء بالعلاج في وضع التشغيل. التردد الذي يظهر على الشاشة يجري انتاجه للأشرطة
- ◀ إيقاف مؤقت: اضغط إنتر مرة أخرى للإيقاف المؤقت للبرنامج. هذا يفتح أيضا جميع المفاتيح المتاحة
- ◀ تخفيض/رفع لتحديد تردد آخر في وضع إيقاف مؤقت
- ◀ الغاء (ESC): للعودة. سوف تعمل فقط في وضع إيقاف مؤقت.
- ◀ الموجات الحاملة (سو) والترددات الراديوية (رف) وسائط قابلة للتحويل في وضع تشغيل. (المسح الساخن) للحصول على معلومات عن س و و رف انظر الصفحة 34-35

وضع: تشغيل الذبذبة

وظيفة تشغيل الذبذبة متطابقة مع وضع "تشغيل"، مع استثناء أن الجهاز ينبض بتوحد واحد في كل ثانية، بدلا من الوضع العادي الثابت "تشغيل" التي لا تنبض

الذبذبة تستخدم معالج فريد من نوعه للـ "التخزين" و "البناء" للطاقة في لحظة إيقاف الحركة، فقط ينبض هذه الطاقة المخزنة مرة أخرى في الجسم في حركة ماسحة سريعة. وزيادة فعالية التردد وتركيز التحرك الموجي وتحريك الطاقة أعمق في الجسم لعلاج لشفائي أكثر كفاءة.

اكتشف الدكتور بيك هذه الطريقة عن طريق تحويل واحد من أجهزته الأصلية رايف ومتحرك الدائرة من خلال كاميرا كانون بنابض فلاش، تمت إزالته من كاميرا قديمة. وجد الدكتور بيك أن العلاجات كانت أكثر فعالية باستخدام الطاقة المخزنة المنتجة بالنبض ، احسن من طرق الانتاج القياسية الثابتة. وتستخدم نفس أساليب النبض في جهاز برو الخاص بك، وذلك باستخدام تكنولوجيا الرقاقة الحديثة.

◀ اتبع تعليمات التشغيل لاستخدام الوضع "تشغيل الذبذبة". تشغيل الذبذبة مطابق إلى التعليمات تشغيل ، باستثناء ان للذبذبة فيها تشغيل وإيقاف كل ثانية.

وضع: المسح - مقدمة

وظيفة المسح هي وظيفة التشغيل المؤقتة الموجودة على جميع أجهزة إيتد الأصلية. يقوم وضع "مسح" بإعادة أي تردد من 25 مجموعة كل 10 دقائق.


مجموعة تردد تستمر 100 دقيقة (1 ساعة 40 دقيقة). كما سيتم وضع وضع المسح بشكل مستمر ما لم توقف مؤقتا أو esc (الغاء) للعودة مرة اخرى إلى القائمة. وهذا يسمح للمستخدم لإجراء برامج العلاج ليلا دون التوقف.

إذا كنت ترغب في وقت علاج أقصر باستخدام وضع مسح، اذن تختار من قائمة البرنامج "ذبذبة-مسح" كبديل. الذبذبة-مسح سستويغل على جميع الترددات المسبقة مجموعة كل 20-30 ثانية. الذبذبة-مسح متاحة فقط على سلسلة برو ف2.

المسح تقليديا قد اثبت أن الوضع الأكثر فعالية، فقط على أساس أنه قد تم دمج واستخدامه في اجهزة إيتد لأكثر من 6 سنوات. وقد أكدت ملاحظات العملاء أن الوضع الأصلي (مسح) لإيتد قد ثبت أنه فعال لجميع أنواع الظروف.

وضع: المسح - تعليمات


شغيل 10 ترددات داخل مجموعة عن طريق اختيار مسح



بمجرد الضغط على إنتر، يتم عرض المجموعة التي قمت بتحديدتها، بالإضافة إلى موضع التردد داخل تلك المجموعة، وكذلك الرقم بالكيلوهرتز. تشغيل يظهر الانتاج. إذا ضغطت إنتر مرة أخرى سيقوم البرنامج ب إيقاف مؤقت

Group 1
Frequency 0
→ Sweep
001.01 KHz Play □

وضع: مسح (تشغيل / بلاي) / المفاتيح المتاحة



- ◀ تشغيل: عندما يظهر بلاي على الشاشة يكون الجهاز قيد التشغيل وبيضاء ضوء (أون). يتم تأمين تقريبا جميع المفاتيح الأخرى في وضع تشغيل، يمكنك إرفاق الأشرطة البدء بالعلاج في وضع التشغيل. التردد الذي يظهر على الشاشة يجري إنتاجه للأشرطة
- ◀ إيقاف مؤقت: اضغط إنتر مرة أخرى للإيقاف المؤقت للبرنامج. هذا يفتح أيضا جميع المفاتيح المتاحة
- ◀ الغاء (ESC): للعودة. سوف تعمل فقط في وضع إيقاف مؤقت.
- ◀ الموجات الحاملة (سو) والترددات الراديوية (رف) وسائط قابلة للتحويل في وضع تشغيل. (المسح الساخن) للحصول على معلومات عن س و و رف
انظر الصفحة 34-35

وضع: ذبذبة مسح / مقدمة

وظيفة الذبذبة مسح متطابقة مع وضع "مسح"، مع استثناء أن الجهاز ينبض بمجموعة 10 ترددات في كل ثانية، بدلا من الوضع "مسح" المشغل سابقا اين يتم فيه 10 دقائق لكل تردد (غير نابض).

الذبذبة تستخدم معالج فريد من نوعه للـ "التخزين" و "البناء" للطاقة في لحظة إيقاف الحركة، فقط ينبض هذه الطاقة المخزنة مرة أخرى في الجسم في حركة ماسحة سريعة. وزيادة فعالية التردد وتركيز التحرك الموجي وتحريك الطاقة أعمق في الجسم لعلاج لشرافي أكثر كفاءة.

اكتشف الدكتور بيك هذه الطريقة عن طريق تحويل واحد من أجهزته الأصلية رايف ومتحرك الدائرة من خلال كاميرا كانون بنابض فلاش، تمت إزالته من كاميرا قديمة. وجد الدكتور بيك أن العلاجات كانت أكثر فعالية باستخدام الطاقة المخزنة المنتجة بالنبض ، احسن من طرق الانتاج القياسية الثابتة. وتستخدم نفس أساليب النبض في جهاز برو الخاص بك، وذلك باستخدام تكنولوجيا الرقاقة الحديثة.

◀ اتبع تعليمة "مسح" لاستخدام الوضع "ذبذبة مسح". الذبذبة مسح مطابقة تماما للتعليمة "مسح" ، باستثناء ان للذبذبة فيها تشغيل وإيقاف كل ثانية.


الوضع: برنامج

◀ استخدم الأسهم ▲ ▼ للانتقال من المجموعة 1 إلى المجموعة

21 - 25



◀ المجموعة # 21 - # 25 مجموعات فارغة بدون اعدادات مسبقة. لذلك هي مكان جيد للبدء بتخزين البرامج الخاصة بك



◀ اضغط إنتر على جهازك لتحديد المجموعة # 21، ويمكنك ان ترى أن التردد هو صفر افتراضيا

◀ استخدم الأسهم ▲ ▼ لتحديد فتحة تردد آخر، أو ببساطة ابدء البرمجة في التردد 0 (أسهل)

◀ اضغط إنتر لتحديد فاصل التردد الافتراضي # 0



◀ استخدم لوحة المفاتيح لإدخال التردد الخاص بك فوق الصفر
000.00 واضغط إنتر للتأكيد



◀ في هذا المثال أدناه نستبدل التردد 000.00 كيلوهرتز مع
123.45 كيلوهرتز

**MODE
GROUP 21
Frequency 0
123.4  KHz**

اضغط إنتر للغلاق في (مثال) التردد 123.45 كيلوهرتز

Enter

**MODE
GROUP 21
Frequency 0
123.45 KHz**

التردد: **Frequency 0** يكون الآن لامع

◀ الآن اضغط السهم ▲ للانتقال إلى التردد التالي: التردد 1
(frequency 1)



التردد 1: **Frequency 1** يمكن الآن برمجتها

قائمة 20 مجموعة معدة مسبقا

مجموعة 1 :
التهاب المفاصل والروماتيزم وهشاشة العظام

المجموعة 2:
الربو والحساسية الشاملة

المجموعة 3:
س ت د شامل،

المجموعة 4:
التهاب الكبد النوعي، هيب أ، ب، ج

المجموعة 5:
طب الأسنان الشامل، صحة الفم

المجموعة 6:
السرطان شامل

المجموعة 7:
الانبيثات (الجهاز) سرطان شامل

المجموعة 8:
مجموعة الدكتور رايف المتخصصة تردد م و ر س و

المجموعة 9:
الزهايمر وغيرها من امراض النسيان

المجموعة 10:
غرام +/-- الالتهابات البكتيرية (البرد والانفلونزا)

المجموعة 11:
الفيروسات الشاملة

المجموعة 12:
ارتفاع ضغط الدم

المجموعة 13:
أمراض القلب وكوبد الشاملة

المجموعة 15:
الدكتور هولدا كلارك الطفيليات العامة

المجموعة 16:
السرطان: محددة للثدي

المجموعة 17:
اضطرابات الدماغ وأمراض الدماغ

المجموعة 18:
قوالب (عامة) والأعراض الفطرية عند الإنسان

المجموعة 19:
الألم، عام

المجموعة 20:
اضطرابات الإجهاد (عام)

المجموعة 21 - 25: المجموعات القابلة للبرمجة من طرف المستخدم.

وظيفة: (ر ف) تردد الراديو:



- ◀ استخدم ر ف في أي من أوضاع "تشغيل".
- ◀ التبديل الساخن بين ر ف و (س و) الموجة الناقلية
- ◀ مربع □ يظهر على يمين تشغيل يشير إلى تشغيل ر ف

المعلومات الموثقة لدينا تبين أن الدكتور ريف اثبت الحقيقية م ور التي من شأن صداها على الكائنات الحية ان الترددات العالية ر ف المستخدمة في نماذج كينيدي 110، 281 وشعاع رايف . جهاز # 4 رايف والترددات التوافقية العالية المستخدمة في الأشعة السريرية لآلة رايف . عملت جميع اجهزة الدكتور ريف على الترددات ر ف لا الترددات الصوتية. من تحليل الطيف لشعاع فيليب هويلاند لجهاز رايف علمنا أنه يستخدم الترددات الصوتية لغرض واحد فقط، لخلق طريقة التباعد التوافقي لضرب الترددات التوافقية العالية و التي كانت تردد ر ف م ور الحقيقية. وقال هنري سينر ان تصميم فيليب هويلاند قتل الكائنات الحية تحت مراقبة المجهر. أضف إلى ذلك قائمة الأطباء الذين استخدموا الاجهزة وقالوا إن لديهم حالات شفاء للعديد من الأمراض. وهذا يدل على أن طريقة فيليب هويلاند التوافقية تعمل أبعد من السؤال

الوظيفة: (س و) الموجة الحاملة



- ◀ استخدام س و في أي وضع من أوضاع "تشغيل".
- ◀ التبديل الساخن بين س و والتردد الراديوي (رف)
- ◀ يظهر X على يمين التشغيل يشير إلى ان س و اشتغل.

المعلومات الموثقة لدينا: تدل على أن الأدوات الطبية لشعاع راي عملت مع الموجة الحاملة (س و) .

يمكن تحويل الوضع المهني (ايتد) الى وضع المحاكاة في جهاز الشعاع راي عند تردد الموجة الحاملة التوافقي 3.3 ميغاهرتز مع مجموعة ترددات الراديوية (رف) التي تنتج معا ترددات النطاق الجانبي.

تردد النطاق الجانبي يتوافق مع التردد الحقيقي م . و . ر و يحفز الكائنات الدقيقة الضارة و يجعلها غير ضارة.

الموجة الحاملة كانت الطريقة المستخدمة في الجهاز الأصلي رايف، من قبل الدكتور رايف لعلاج 16 مريضاً له في مرحلة نهائية.

ترقية وحدة المعالجة المركزية للانتشار الرقمي للمهنية ف2

باستخدام أحدث تقنيات الرقاقة، ربطت مختبرات ايتد آلة رايف الأصلي نموذج 110 و آلة رايف نموذج 281، من أجل الحصول على اثنين من الترددات رف (راديو) عالية في نفس الوقت.

وقد مكن هذا الابتكار أيضا من تعديل الترددات السمعية المنخفضة بدءا من 10 هيرتز صعودا إلى تردد رف + الموجة الحاملة (سو) الذي جاء من نموذج 281. هذا الابتكار تطلب أكثر من 6 أشهر من التطوير للجمع بين اثنين من اجهزة رايف مع الدقة العالية باستخدام أحدث تقنيات الرقاقة بالإضافة إلى خوارزميات البرمجة الفريدة.

المهنية رايف الرقمية ف2 تقوم بتشغيل س و (الموجة الحاملة) المحددة، وهي تعمل الآن باعتبارها تمثل اثنين من آلات رايف القوية، المرقمة 110، و 281 على التوالي.

هذه التقنيات نقلت أيضا إلى نموذج المهنية الرقمية زاير ف2، بحيث يتم التقدم في تقنيات ريف أيضا تماشيا ونموذج الدكتور كلارك برو.

الوظيفة: اعادة الضبط



- ◀ استخدم إعادة الضبط الرئيسي لمحو جميع الترددات في جميع المجموعات وإعادة ضبط الجهاز مرة أخرى على إعدادات المصنع. يرجى الرجوع للصفحة 32-33 للاطلاع على إعدادات المصنع الافتراضية.
- ◀ يقوم اعادة الضبط الرئيسي بإعادة تعيين الهجومات الـ 20 المعدة مسبقاً مرة أخرى بالرجوع إلى إعدادات المصنع الافتراضية (ص 32 - 33)، ويمحو جميع المحتويات في المجموعات من 21 إلى 25 إلى صفر (0.00)
- ◀ يستغرق اعادة الضبط 1 الرئيسي ثانية ليكتمل
- ◀ اعادة الضبط الرئيسي يعمل فقط في بدء تشغيل وظيفة القائمة، و لن يشارك في الوضع ، تشغيل او اي "عملية اخرى"
- ◀ احرص على عدم الضغط عن طريق الخطأ على إعادة الضبط الرئيسي ، أو سيكون لديك لإعادة ادخال مجموعة الترددات 20-25 المحفوظة في الجهاز عن طريق لوحة المفاتيح.
- ◀ استخدم إعادة الضبط الرئيسي لإعادة جهازك مرة أخرى إلى اللغة الإنجليزية (افتراضي)، و فولتاج 17 فولت (افتراضي)

الاسئلة الشائعة (FAQ):

س. ما هو أفضل استعمال س و أ و رف ؟

جواب:

الموجة الحاملة (س و) (الافتراضية) هي أفضل وضع، لأنه يعتمد على شعاع الجهاز الأصلي راجع. (رف) اعتبر في وقت لاحق في نماذج كينيدي وسيعتبر خيارا ثانيا.

س. أين هي الترددات الخاصة ببرمجة الترددات الخاصة بي في الجهاز؟

جواب. ترددات ايتدفل (الترددات) توجد في القسم الأخير من هذا الكتاب. الترددات هي باللغة الإنجليزية، حيث يتم استخدام المصطلحات الطبية الإنجليزية والأوصاف الطبية باستعمال العديد من اللغات.

س. يمكنني توصيل هذا الجهاز إلى بطارية السيارات أو البطاريات الشمسية 12 فولت ؟

جواب. السلسلة برو ف2 تتطلب 19 فولت للعمل، و لهذا إذا كنت تستخدم مباشرة على البطارية، انت تحتاج الى خزان طاقة ذو 12-19 فولت. يمكن للقوافل و المعسكرات توصيل محول الطاقة بأمان في مقبس الكهرباء في الشاحنة. يمكن استخدام المحول في مقبس الولايات المتحدة الأمريكية (V110) أو بلدان أخرى (V220، 230V، 240V)

اتصل بـ Healthproducts2@gmail.com لخيارات البطارية الخارجية

متجر الولايات المتحدة لديها جهاز البطارية الشمسية المحمولة الذي سيقوم بتشغيل سلسلة برو ف2 من شبكة الكهرباء.

س. هل يمكن لشخصين استخدام الجهاز؟

الجواب: نعم، يمكن لشخصين استخدام الجهاز. هناك بابين على الجزء العلوي من السلسلة برو و التي تسمح بالكابلات لشخصين.

- مجموعة واحدة فقط يمكن أن تشغل في وقت واحد
- وتيرة الانتاج المزدوج متوفر فقط في تجميع المسح

برامج تصل إلى 25 شخصا يمكن تخزينها على الجهاز. هذه التي تستخدم في برامج الخدمات العيادية من اجل العلاج ما يصل إلى 25 زبون في وقت قصير.

س . ما هو الضمان على الجهاز الخاص بي من الفئة ايتد ؟

الجواب: الضمان الدولي يغطي 12 شهرا في جميع البلدان الدولية، وقد يتم فرض رسوم البريد للبلدان خارج المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، أستراليا

سؤال. هل يمكنني الشراء بالجملة للحصول على الخصم او كموزع ؟

الجواب: نعم توجد تخفيضات متاحة للجملة. اتصل بالموزع الموجود في منطقتك. اتصالات لبريطانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان هي على الصفحة الخلفية.

س. أنا لا أحب الأشرطة، هل لديك بديل؟

الجواب: نعم. "أحدث سجادة رايف الشافية" موصولة من جانب واحد وهي "سجادة سرير" و التي بإمكانك الاستلقاء عليها، دون أن تكون متصلا بالأشرطة والأسلاك. وهو خيار ممتاز للآلام الظهر، وأيضا لأي برامج علاج أخرى. السجادة متاحة في متجر الولايات المتحدة و بريطانيا ، ويمكن أن تطلبها مباشرة من هنا:

(الولايات المتحدة الأمريكية)

www.healthproducts2.com (يتم عرض السجادة على الصفحة الرئيسية)

(المملكة المتحدة)

rifedigital.net/order ("حزمة السجادة" على صفحة السلة)

في الولايات المتحدة الأمريكية يتم ارسال السجادة باستخدام الخدمات البريدية لـ: أوس ب س (الولايات المتحدة) ، وتتوفر أيضا لجميع البلدان الدولية. السجادة الشافية لا يمكن ربطها الا بسلسلة "برو و برو ف2".

في المملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي، يتم ارسال "حزمة السجادة" بالبريد الملكي، مع التتبع

س. من قراءة مجلة الدكتور رايف، وأنا أعلم أن الدكتور رايف استخدام الأشرطة على نموذج عام 1940 لآلات رايف، ومع ذلك أعرف أيضا أنه استخدم الضوء أو المصباح كخيار للعلاجات. هل ستنبعون مصباح رايف للآلة المهنية؟

الإجابة: مختبرات إيتد في ألمانيا تعمل هذه اللحظة على مصباح ريف لتناسب نموذج رايف الرقمي المهني. وقد كان هذا المشروع جاريا لمدة عامين، حيث أن نقل الترددات إلى ضوء يتطلب قدرا كبيرا من البحوث وأيضا للتجريب على مجموعة مختارة من الناس. نحن نتوقع إطلاق سراح مصباح رايف في 2020-2022، ولكن في هذا الوقت ليس لدينا تاريخ محدد.

س. أنا بحاجة إلى عدد من الأشرطة الإضافية، والكابلات، بما انني أعمل مع العملاء، لذلك احتاج ملحقات إضافية

إجابة:

- الأشرطة الفيكرو
- الأشرطة المرنة
- العروض الإضافية
- السجادة الشافية رايف
- بطارية تعمل بالطاقة الشمسية المحمولة
- متوفرة في متجر الولايات المتحدة، ويمكن أن تطلب مباشرة من هنا:
- www.healthproducts2.com (الأشرطة معروضة على الصفحة الرئيسية. الأشرطة متاحة للعملاء الدوليين)

بالنسبة للمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، العالم:

- السجادة الشافية رايف
- متوفرة من rifedigital.net/order (أو البريد الإلكتروني rifedigitaluk@gmail.com)

اليابان

- السجادة الشافية رايف ، الفيكرو الأشرطة، العروض الإضافية
- الاتصال فوق بالمتجر الدولي

توصيات بشأن العلاجات

توصيات عامة:

إذا كنت جديدا على هذا النوع من العلاج أو إذا كنت لم تستخدم ف2 المهنية لفترة طويلة أو في أي وقت مضى، نحن نوصي بدء العلاج ببطء. في وضع <مسح>، قم بتشغيل دورة واحدة كحد أقصى في اليوم، ومن الممكن أن تكون مقسمة إلى دورتين (الترددات الـ 5 الأولى، ثم بعد بضع ساعات، الـ 5 الأخرى).

بعد بضعة أيام مع هذا العلاج المحافظ نوعا ما، يمكنك زيادة وقت العلاج إلى 2 دورات <مسح> في اليوم الواحد. إذا كنت تعمل بانتظام مع الجهاز، يمكنك البدء في العلاج ليلا لمدة 7 - 9 ساعات مع أشرطة القدم المرفقة. بهذه الطريقة يمكنك إنجاز 3 إلى 4 دورات أثناء النوم وسوف تشهد نجاحات الشفاء الفوري. عموما، لا يعيق النوم. العديد من المستخدمين وصف حتى العكس تماما، فإنها تشعر ك أكثر راحة وأكثر تنبيه بعد ليال من العلاجات الكهربائية.

يسرد كتاب الترددات إيتد الآلاف من الأمراض والأمراض، مع ارفاق 10 ترددات. في بعض الأحيان، الخيار بسيط، على سبيل المثال إذا كان لديك البرد ببساطة برمج الجهاز الخاص بك مع مجموعة تردد "البرد المشترك" و عين الجهاز الخاص بك على <مسح>. قد تتطلب ظروف المرض الأكثر تعقيدا برنامج فردي.

العلاجات العامة للأمراض:

سيتم اعتبار العلاجات العامة تطهير طفيلي، علاج للبرد أو الانفلونزا، كنيديا أو الأمراض الجلدية والبكتيريا والالتهابات الفيروسية وإزالة السموم، على سبيل المثال لا الحصر. ويمكن علاج هذه الحالات على مدى فترة تتراوح بين 21 و 30 يوما

علاج الطفيليات العامة نوصي بما يلي:

الطفيليات الشاملة الشاملة: الدكتور كلارك (اعداد مسبق # 15)

برمج إيتد مع كل تردد واستخدامه لمدة 10 دقائق لكل تردد. كثير من الناس استخدم إيتد على القدمين ليلا ولـ 21 يوما الأولى من التطهير 7-9 ساعات في اليوم أو الليل، خلال الاستراحة أو النوم. وضع الأساور على كلا القدمين مع وضع الجانب الفضي ملامسا للباطن. برمج جميع الترددات المذكورة أعلاه و اسمح للترددات بالدوران في الليل في حلقة كل 100 دقيقة.

إذا لم تكن على دراية بالحالة التي يتم معالجتها، فاستخدم أحد الإعدادات المسبقة للتردد الافتراضي داخل الجهاز، واستخدم المفتاح <مسح> لتشغيل الترددات وفقا للتعليمات الواردة أعلاه.

علاج الأمراض الخطيرة:

الأمراض الأكثر خطورة غالبا ما تتطلب فترة علاج أطول، وغالبا ما تحتاج دورة من الترددات التي قد تتغير كل بضعة أسابيع. وقد استخدمت أجهزةنا بنجاح لعلاج الأمراض الخطيرة لآلاف الناس. مرارا وتكرارا، وقد أظهرت النتائج أن جلسات العلاج الموسعة أنتجت أفضل استجابات الشفاء. الدورات الموسعة هي أكثر ملاءمة في الليل، حتى لا يقطع الأنشطة النهارية أو جداول العمل. جلسة الليل مع الأشرطة التي تعلق على القدمين تسمح الشفاء أعمق الذي سوف يصل ويتغلغل أجهزة الجسم. على سبيل المثال الأمعاء هي الجهاز الذي سابقا لا يمكن الوصول إليها من قبل بأجهزة التردد في وقت مبكر. الآن مع إيتد، يمكن للمرء أن القضاء على الطفيليات ومسببات الأمراض التي تسكن الأمعاء وغيرها من الأجهزة مثل الكبد والكلية والمرارة والمعدة. ومع ذلك فإنه يستغرق وقتا طويلا، وكانت هناك حاجة لاستخدام الترددات التي يتردد صداها بشكل وثيق مع المرض أو الطفيلي المعني. نوصي بوضع <مسح> لهذا الغرض كما يمر من خلال الترددات الـ 10 كل 10 دقائق في حلقة مدورة. كل تردد يتجاوب بصدى مع برنامج الشفاء من أجل علاج حالة مرض معين.

لأن إيتد يعمل باستخدام الترددات الطبيعية، ثلاثة أشهر قد تكون فترة زمنية معقولة للشفاء من اعراض الأمراض الأكثر خطورة. الطب الطبيعي يعمل بهذه الطريقة، على مستوى أكثر دقة وعلى مدى فترة طويلة من الزمن. مرة أخرى، يتم تحقيق أفضل النتائج مع جلسات العلاج الليلي الموسعة.

كيفية اختيار الترددات

إذا كان لديك أعراض لا يمكن التعرف عليها بسهولة، ثم هناك عدة طرق لاختيار لك برنامج علاج:

- لتحديد التردد الصحيح أو مجموعة التردد، يمكنك العمل مع علم الحركة (اختيار العضلات، استنادا إلى مبدأ أن الجسم يعرف بالفعل ما يحتاج؛ يمكنك العمل مع ممارس علم الحركة أو تعلم هذه التكنولوجيا للاستخدام المنزلي الخاص بك). بعض العملاء يعمل مع البندول، والتي هي أيضا سهلة التعلم.

• هناك أجهزة علاج كهربائية التي هي قادرة على كتابة التشكيلات التشخيصية بدقة عالية جدا. وغالبا ما تستخدم من قبل الطب التجانسي (آلة فيغا) أو في ممارسات الشفاء الطبيعية (أجهزة بيوريسونانس)، مثل كسيوم سسيو. وتستند هذه على نفس المبدأ، إلا أنها تبدأ من جسم صحي تماما ثم تقيس وتشخص التنافرات الغير الصحية الموجودة في الجسم. اذن بإمكانك البحث عن مثل هذه العيادة، والحصول على التشخيص الشخصي ومن ثم علاج نفسك بجهازك الخاص.

• معظم ترددات المرض تم سردها في الكتاب، ومع ذلك يمكن أن تتغير التعاريف الطبية مع مرور الوقت أو يتم تجميعها في تعريف جديد. إذا لم تتمكن من العثور على تردد، وكنت قد نظرت في قسم خاطئ من الكتاب: على سبيل المثال: سرطان الجلد سيتم ادراجه في "السرطان، الجلد". أو على سبيل المثال الديدان الشريطية ستدرج في "الطفيليات، الديدان الشريطية". إذا كنت في شك ارسل ايميل للمزود الخاص بجهازك للحصول على مجموعة التردد الصحيح، أو تحميل نسخة ب د ف من هذا الكتاب، واستخدم الأمر "البحث" في أدوب ب د ف للعثور على اسم المرض.

• إذا كنت تستخدم إيند الخاص بك بانتظام سوف تلاحظ تأثير جانبي مهم آخر: سوف تحصل على معرفة لجسمك أفضل بكثير، وسوف تصبح أكثر حساسية للعمليات الفيزيائية لهذا العلاج. سوف تكون قادر على تقييم الأمراض الخاصة بك، وبالتالي اختيار العلاجات الخاصة بك بشكل أكثر دقة. سوف تكون قادرا على تحديد الترددات التي تجلب لك صحة أكبر وجلب مجموعات جديدة من الترددات عند الاقتضاء.

ملاحظة تحذيرية حول العلاجات

لا يمكنك "فعل أي شيء خاطئ" مع هذه العلاجات. إذ (على سبيل المثال) يمكنك استخدام الجهاز للقضاء على طفيلي معين، وإذا لم يكن لديك هذا الطفيلي، اذن التردد الكهربائي قد يتلاشى ببساطة دون تأثير على الجسم. كانت هناك بحوث تبين أن مسببات الأمراض تعيش في نطاقات تردد محددة. إذا كنت تعبر نطاقات تردد مع مسببات أمراض أخرى أو طفيليات من صدى مماثل فمن المرجح أنه يمكنك القضاء على هذا النوع. نوصي بتغيير مجموعات التردد إذا كنت لا تشعر بتغيير في أعراض المرض بعد العلاج لفترات طويلة (5 أيام). وسوف يوفر كتاب الترددات إيند خيارات تردد أخرى للمساعدة في مزيد من العلاجات.

ما هو رد الفعل هيركسهيمر ؟

عند بدء العلاج الكهربائي، العديد من الطفيليات ومسببات الأمراض تقتل. هذا يمكن أن يؤثر على النظام المناعي ويؤدي إلى الغثيان والتعب والدوخة. وهذا ما يسمى "تأثير هيركسهيمر" أو - اعراض- موت- الطفيليات"، و استجابة الجهاز المناعي للسموم في الدم والأنسجة. هذه الحمولة الزائدة قريبة من الكبد وغيره من الأعضاء أين تتفاقم الأعراض في البداية. هذا قد يكون لبضع ساعات، لكن يمكن أن تصل إلى 2-3 أيام قبل أن تبدأ بالشعور بتحسن. ومن المهم أن نعرف ان تفاقم الأعراض لا يعني فشل العلاج. في الواقع ، هو العكس تماما، وهي دليل على إزالة قوية وفعالة جدا للسموم.

ماذا تفعل عندما يحدث رد فعل هيركسهيمر ؟

أهم شيء هو تقبل رد الفعل الفيزيائي، و هي نتيجة مؤكدة للعلاج. اذا لظننت حادة جدا، عليك بتقليل وقت العلاج، وشرب الكثير من الماء (على الأقل 4 لتر يوميا) والراحة (لا تمارين!)، وتناول الطعام برفق كي لا يتعب جهازك الهضمي بالإضافة إلى ذلك، إضافة عصير الليمون الطازج إلى ماء شربك والتأكد من أن نظام هضمك يعمل بشكل صحيح (باستخدام ملح إبسوم أو من الأحسن المسهلات الطبيعية). خذ قسطا من الراحة بعد جلسات العلاج الكهربائي لبضعة أيام حتى تتعافى.

تحذيرات ايتد

- قد تم التنبيه الى أن النساء الحوامل لا ينبغي أن تستخدم أجهزة التردد الكهربائية.
- أجهزة تنظيم ضربات القلب: يمكنك استخدامها مع منظم ضربات القلب، مع الحفاظ بأشرطة الماكنة، وأسلاك لأكثر من 12(بوصة) بعيدا عن مكان الصدر.
- وقد تمت الإشارة الى أن ناتج التردد في المجال الترددي من لاكتوباسيليس اسيدوفيل : (346.05، 347.00، 348.00، 349.00، 350.00، 351.65، 352.00، 353.00، 354.00، 355.00) يمكن أن تثير الكانديداسيين (كانديدا) عند بعض الأشخاص. إذا كان برنامج علاجك داخل المجال الترددي للتركيبية الطبيعية للمعدة الم عي، عليك باخذ المكملات "برو الحيوية"يوميا، و التي توجد في الغذاء الصحي. لاكتوباسيليس اسيدوفيل موجودة ايضا في الزبادي الطبيعي وكفير وكومبوتشا.

ملاحظة مهمة:

في حالات نادرة قد يكون هناك شعور بوخز على الجلد بسبب استخدامك ايتد. هذا يحدث عادة فقط عند استخدام أشرطة المعصم على البشرة الحساسة مثل البطن، المعصمين، أو غيرها من المناطق الجلدية الناعمة. لتجنب ذلك، يرجى استخدام أشرطة المعصم فقط في راحة يديك أو على باطن قدميك.

باستخدام الأشرطة في منطقة الجلد الحساسة بالإضافة الى الإحساس بالوخز المذكور أعلاه لفترة طويلة، يمكن أن يسبب طفح جلدي محلي. إذا كنت حقا بحاجة لعلاج في هذه المواقع، يرجى نقل الأشرطة بانتظام كل بضع دقائق، في حالة الإحساس بالوخز. أفضل الأماكن لإجراء العلاجات على مدى فترة زمنية أطول هي راحة يديك و / أو باطن قدميك.

يمكنك تبديل الجهد أسفل المهنية ف2 ، من 17 فولت إلى 14.5 فولت أو 12.5 فولت من أجل الحد من مشكل الحساسية أيضا. الجهد معد مسبقا على 17 فولت. هذا هو الجهد الافتراضي لرايف الرقمي ولا ينبغي تغييرها لأن هذا الجهد 17 فولت يوفر المستوى الأكثر فعالية لعلاج المرض.

فقط تقليل الجهد :-

- ◀ علاج الأطفال الصغار
- ◀ حساسية فائقة للتردد الناتج
- ◀ حساسية تسبب احمرار أو طفح جلدي
- ◀ استخدام سجادة رايف الشافية مباشرة على الجلد

أفضل مكان لتأدية عدة ساعات من العلاج (مثلا اثناء الليل) على باطن القدمين وذلك عن طريق ملامسة زر الفولاذ المقاوم للصدأ للجزء السفلي من قدميك. جلد باطن القدمين سميك جدا وقادر على تحمل فترات طويلة من العلاج الكهربائي.

(صورة) مثال على كيفية وضع الأشرطة على القدمين لنتيجة أكثر فعالية



اقتراحات للتشغيل الصحيح للألة

نحن ننصح بوضع الجهاز على سطح ثابت، مثل فوق طاولة زجاجية، خزانة سرير خشبية، أو على الأرض إذا كان لديك الرخام أو الأسطح المماثلة.

لا تضع الآلة فوق السرير أو داخل السرير أو على أرضية مغطاة بالسجاد أو على وسادة أو على الملابس.

لا تنزع إذا بدأ الضوء الأخضر في الاضاءة على البرامج 00.01 - 00.04 كيلو هرتز


عند استخدام ترددات "منخفضة المدى جدا" من 00.01 - 00.04 قد يومض الضوء الأخضر مما يشير إلى أن الجهاز يقوم بتشغيل مجموعة تردد منخفض. إن مجموعات الترددات المنخفضة جدا 00.01 - 00.04 هي المدى الأكثر فعالية لإزالة السموم، ولهذا السبب، تم تركيب مؤشر ضوء وامض، حتى يتمكن الأطباء والمهنيين الصحيين من مراقبة مرضاهم.

المجموعة المنخفضة المزالة للسموم يمكن أن تسبب رد فعل هيركسهيمر صغير عند بعض المرضى. يسمح هذا النطاق بإزالة السموم و القضاء السريع على مسببات الأمراض والبكتيريا في الجسم والتي يمكن أن تسبب رد فعل صغير عند بعض الناس، مثل أعراض البرودة الوجيهة، والتي نادرا ما تستمر أكثر من بضع ساعات.

وقد تم مراقبة جودة هذا الجهاز لسنوات بعمليات ناجحة مستمرة.

- إخراج مربع الموجة
- الجهد 17 فولت (راسم الذبذبات)
- الجهد
- 8.5 فولت (مقياس متعدد)
- دورة 100% إزاحة
- إيجابية
- د ا س: الدقة الرقمية
- رف استخدام الترددات
- مقاومة سو
- * مفاتيح السيارات لموجة جيبيية
- فقط عند استخدام شعاع مصباح
- الدكتور رايف المنتشر
- المختبر اخبر الموح التوافقي
- الدوري على الترددات بـ 100%.

الصورة. 2



د ا س

الترددات الرقمية من التوليف الرقمي المباشر ومعالج الإشارات الرقمي قد حولت إلى تناظرية قبل ان تمر من ايتد .. هذه المحولات الرقمية التناظرية معروفة أيضا باسم د ا س يتم إرسالها عبر الممرات المنخفضة او ممرات تصفية الموجة لانتهاء تحويل التناظرية. الناتج هو تردد تناضري دقيق جدا مع كل الايحاءات و النغمات من هذا التردد التناضري.

الترددات التناظرية التي تنتجها الوراقة الرقمية يمكنها مسحها نحو الأعلى أو الأسفل مع دقة أكثر من معظم مولدات التردد. أهم شيء أن نتذكر انه سيتم تحويل التردد إلى التناضري قبل أن يتم إخراج من ايتد . الترددات الرقمية المنتجة هي الاكثر دقة عند تحويلها الى التناضرية. هذه الترددات التناضرية عند تحويلها إلى الموجة المربعة تنتج التوافقيات الموجية المربعة كما في (الشكل 2). الترددات الراديوية يتم إنتاجها باستخدام مقاومة الموجة الحاملة.

نوع الموجة

نوع الموجة هو الموجة المربعة، الشكل الأكثر موثوقية لاختبار القضاء على مسببات الأمراض وعلاج الأمراض. يتم تثبيت دورة العمل الى 50% على النموذج القياسي، و 10% - 90% دورة استخدام الموجة مربع على نموذج المهنية ف 2 تحت خيار الوضع ذبذبة. (الشكل 1) شكل الموجة يتحول الى موجة جيبية عند استخدام شعاع راي المنتشر مع المهنية ف 2، وفقا لمواصفات جهاز شعاع الدكتور رايف بيم.

الجهد و التيار الكهربائي

الجهد الناتج يقاس بواسطة مقياس الذبذبات مع القياس بدقة أعلى موجة مربع (8.5 فولت) مضافة الى اسفل الموجة مربع (8.5 فولت) للحصول على قراءة ناتجة صحيحة 17 فولت القياس الناتج بالمقياس المتعدد يقيس بدقة اعلى موجة مربع (8.5 فولت) فقط. القراءة هي لحظية، ولا تمثل مجموع القياس الحقيقي (8.5 + 8.5 = 17 فولت). يرجى الملاحظة انه اذا قمت بقياس خروج الجهاز ايتد الخاص بك بالمقياس المتعدد، القياس الناتج اذن يعكس فقط 50% من الناتج الكلي لجهازك ايتد . هذا الخلل يتعلق بعدم قدرة معظم أجهزة القياس المتعدد على القياس بدقة الجهد على شكل موجة. في حالة الشك اختبر الناتج لجهازك ايتد بمقياس ذبذبات محترف. التيار الخارج من مصدر دس هو 4500 ميلي امبير

الترددات المتناغمة

الترددات تنتج التوافقيات التي تتقدم من الأعلى إلى الأسفل و مرة اخرى إلى الأعلى في تسلسل الموجة الناتجة (الشكل 2). توافقيات الترددات تسمح للنغمات و الإبعاءات بالتردد. في جهاز مولد الترددات مثل ايتد التوافقيات تستمر بلا حدود. لأنه مع التوافقيات لن تظهر عليك فقط اثار الشفاء من التردد نفسه، بل سوف تجعل من الصعب على مسببات المرض الاستغناء عن تردد معين.

مقدمة إلى قائمة الترددات إيتد

الطبعة المنقحة من قائمة الترددات إيتد (قائمة الترددات لجهاز العلاج الكهربائي نسخة أغسطس 2022-2020) توفر لمستخدمي إيتد دليل واضح وشامل لاستخدام جهاز العلاج الإلكتروني ضد مختلف الأمراض و الاسقام .

وقد تم تكييف هذا الكتاب من قائمة التردد كافل الأصليي للاستخدام مع جهازك وجميع الترددات للبرمجة المذكورة بالكيلوهرتز (كهز).

قائمة المعالجة الكهربائية لجهاز ، (منظمة إتدفل ©)

قد تم جمع هذا الكتاب من قبل باحثين طبيين، الذين استخدمو جهاز الدكتور رايف المهني ف2 بالموازاة مع جهاز كونتوم سسيو بيورسونانس لاكتشاف ترددات معينة والتي تعود بللعلاجات الطبية الناجحة للمرضى في مختلف إعدادات ترددات رايف .وقد قدم الممارسون الطبيون ملاحظات حول مدى الترددات لمرض معين عندما يكون العلاج ناجحا .هذه الأخيرة تم نسخها في هذا الكتيب .

الترددات في هذا الكتاب تعكس العلاجات الناجحة باستخدام الأجهزة الرقمية للعلاج الكهربائي .قد لا تكون دائما علاج لمرض، ولكن الترددات سوف تساعد في تخفيف العديد من الأمراض و الاسقام . ويمكن علاج العديد من الأمراض الطفيلية الخاصة وعلاجها بوامج الترددات الخاصة المبينة في قوائم الترددات إيتد.

جميع الترددات في هذا الكتاب هي بالكيلوهرتز (كهز). 1 كيلو هرتز يتوافق مع 1000 هرتز (أي 30000 هرتز = 30.00 كيلو هرتز). نطاق الجهاز الرقمي هو من 000.01 كيلوهرتز حتى 999.99 كيلوهرتز (تقريبا 1 ميغاهرتز) وقد تم جلب هذا التجميع للتردد في شكل يسمح لك لبرمجة مجموعات تردد مباشرة إلى جهاز التردد الرقمي الخاص بك.

أدخل مجموعات التردد من هذا الكتيب على وحدة التحكم في الجهاز مباشرة لتحقيق تحسن في الأعراض الخاصة بك، وعلاج الأمراض مختلفة أو الأمراض الجسدية.

إتدفل

إتدفل هو مشروع مستمر من قبل 12 عيادة في جميع أنحاء الكوكب الذي يستخدمون آلة كوانتوم سسيو بيورسونانس لتسجيل ترددات المرض للعملاء الحاليين، ومن ثم إنتاج الترددات الـ 10 الأكثر دقة التي تعتبر مناسبة للعلاج مع الجهاز الملكي رايف. وقد بدأ هذا المشروع في عام 2006 عندما أوقفت قائمة ترددات كافل الأصلية. إتدفل أصبحت قائمة جديدة، وتستخدم الآن من قبل أكثر من 100,000 مستخدم للجهاز الملكي رايف في جميع أنحاء الكوكب. دقة الترددات تنظر في النتائج الإيجابية للعملاء الذين يستخدمون هذه القائمة للترددات في العيادات والمنازل في كل بلد.

يتم تحديث إتدفل مرة واحدة في السنة. أحدث إصدار بدف متوفى في:

ETDFL.com

إصدارات بدف إتدفل في **ETDFL.com** تسمح لك للبحث في قاعدة البيانات إتدفل لترددات الامراض التي قد تكون أكثر تحديثًا حتى من القائمة المقدمة في هذا الكتاب.

تم ترخيص هذا الجهاز الرقمي المهني ف2 لاستخدام جميع مجموعات الترددات الملكية إتدفل ©
إيتدفل برلين ألمانيا 2020-2022

إخلاء المسؤولية

جمعية ا.ت.د.ف.ل (ETDFL.com) لا تحمل اي ضمانات، بأن الترددات الملكية رايف بهذا الكتاب سوف تعالج أي أمراض محددة. القائمة هي دليل جمعتها كوادر طبية للعلاج الكهربائي، والتي انت بنتائج ناجحة في كل من الترددات الخاصة المدرجة.

المبيعات الدولية والاستفسارات

و م أ / كندا / أستراليا / العالم
المبيعات والخدمة

ويب (www.rifedigital.com)

(إيميل) healthproducts2@gmail.com
الولايات المتحدة الأمريكية ☎ 206-708-6408
العالم ☎ 0011-1-206-708-6408

المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي،

أوروبا الشرقية والعالم
لندن متجر المملكة المتحدة ، المدير: روزالي

ويب (E): rifedigitaluk@gmail.com www.rifedigital.net

ويب (E): clarkzappersuk@gmail.com www.drclark.co/uk

(المملكة المتحدة) ☎ 07376056374

العالم ☎ 0044 7376056374



أجهزة العلاج الكهربائي برلين ألمانيا ، © 2022-2020

إتدفل برلين ألمانيا ، © 2022-2020

Accessories Available at: ETDFL.COM

►Dr Rife Treatment Straps for Hands and Feet

- Flex Straps:
- Velcro Straps:
- Wires (Button Cables):



►Dr Rife Treatment Mats

- 3M Conductive Rubber Mats (Rife Mat)



► 3M Conductive Rubber Belts (Rife Belt)



► Beamer.Tech Pulsed Electromagnetic Field Technology


Beamer.Tech PEMF Full Body Treatment Mat (www.beamer.tech)



SMD Light Technology: Available at: ETDFL.COM

►Dr Rife Retyne™ Macular Degeneration Light Healing Mat

- For the treatment of over 25 Eye Diseases and Disorders.



►Dr Rife Red LED Infrared Injury Healing MAT

- For the treatment of every type of Sprain and Injury.



► **Dr Rife Culique™ Anti Aging Multiple IR Healing Mat**

- For Anti-Ageing treatment, Skin Treatment and Hair Loss Treatment



· ► **Dr Rife Beam Ray™ Cancer Treatment Sinewave Modulated Digital Waveform Light Mat**

