

Libretto di istruzioni



Per Professional V3 Series

Italiano

© 2020 - © 2022

| | |
|---|------------|
| Indice | pag. 2 |
| Introduzione pag. 3 | |
| . Informazioni tecniche | pag. 4 |
| . Come indossare I cinturini | pag. 5-6 |
| . La “Professional V3 Keyboard” | pag. 7-8 |
| . La “Professional V3 Series” | pag. 9 |
| . Avvio rapido e regolazione voltaggio | pag. 10-11 |
| . Impostazione linguaggio (Inglese/Giapponese/Spagnolo) | pag. 12 |
| Funzioni automatiche su Professional V3 | |
| . Super Sweep | pag. 13-14 |
| . Convergence Sweep | pag. 15-16 |
| 25 GRUPPO: Selezione nel MENU’ | pag. 17 |
| . Selezione gruppo e comandi | pag. 18-19 |
| . Modalità: RUN | pag. 20-22 |
| . Modalità: PULSE-RUN | pag. 23 |
| . Modalità: SWEEP | pag. 24-26 |
| . Modalità: PULSE-SWEEP | pag. 27 |
| . Modalità: PROGRAM | pag. 28-31 |
| . Lista di 20 Gruppi predefiniti | pag. 32-33 |
| . FUNZIONE: (RF) Radio Frequency | pag. 34 |
| . FUNZIONE: (CW) Carrier Wave | pag. 35 |
| . Rife Digital Professional V3 CPU Aggiornamento: | pag. 36 |
| . FUNZIONE: Master Reset | pag. 37 |
| . FAQ | pag. 38-41 |
| Raccomandazioni per I trattamenti | pag. 42-44 |
| . Avvertimenti, Reazione di Herxheimer, Consigli | pag. 45-47 |
| . Scheda Specifiche Tecniche | pag. 48-49 |
| . Introduzione a ETDFL, Dichiarazione di responsabilità | pag. 50-51 |
| . Contatti, Vendite, Servizi in Inglese | pag. 52 |

Introduzione:

Congratulazioni per l'acquisto del vostro "Professional V3 Series Electro-Therapy-Device (ETD)". La guida che segue fornisce un'introduzione all'Elettroterapia e delle raccomandazioni per l'uso del vostro dispositivo. Inoltre, viene fornita la lista ufficiale delle frequenze ETDFL, rivisitate per il vostro dispositivo, un'introduzione ai parassiti e la descrizione di una pulizia del fegato, che consigliamo fortemente. Vi auguriamo di avere successo con i vostri trattamenti terapeutici e un'esperienza positiva nell'usare il vostro nuovo dispositivo!

ATTENZIONE: Questo macchinario è un dispositivo per l'elettro-terapia con un potenziale di uscita di frequenza molto alto. Leggete con attenzione questa brochure e usate i vostri dispositivi per l'elettro terapia esattamente come suggerito!

FONDAMENTALI:

A cosa serve il trattamento di elettroterapia con l'ETD?

- Usate l'elettroterapia per combattere alcuni virus, batteri, parassiti, eccetera. L'elettroterapia funziona in maniera simile all'Omeopatia: usando principi naturali per guarire il corpo. Tutto quello che ci circonda ha una carica elettrica e, perciò, una certa frequenza elettrica – siamo sempre e ovunque esposti ad essa. Se avete un virus specifico, esso vive in un campo ad una data frequenza. Per semplicità supponiamo che esso viva solo ad una singola frequenza elettrica. Quando lo nutri con la stessa frequenza generata da un ETD verso il vostro corpo (con onde molto specifiche), il virus viene sovrastimolato e muore.
- Usate l'elettroterapia per ripristinare vitalità e salute: i programmi produrranno una risonanza armonica nel corpo. Ogni sintomo porta una dissonanza elettrica nell'organismo. Con i programmi più comuni come per il mal di schiena, programmi per la disintossicazione di polmoni, fegato, etc., la dissonanza nel corpo sarà trasformata in risonanza armonica. Questi programmi sono particolarmente utili per i trattamenti del meridiano connessi con le combinazioni a 4 cinturini.
- Usate l'elettroterapia per la disintossicazione. Disintossicare metalli pesanti, prodotti chimici e altre tossine non volute negli organi.
- Usate l'elettroterapia per il trattamento di tutte le malattie.

Descrizione Tecnica

Gamma di Frequenze

0:01 kHz - 999.99 kHz (1 MHz)

25 Programmi di trattamento

- 20 Gruppi di trattamento unici
- + 5 (Vuoti) Gruppi extra programmabili dall'utente
- Ogni gruppo consiste in 10 frequenze di trattamento
- Le frequenze prestabilite possono essere ripristinate attraverso il Factory Reset (Reset di Fabbrica).
- Tutti 25 i gruppi possono essere riprogrammati.

Frequenza onda e bande laterali

Microprocessore RF/CW 30 MHz Frequenza con forma dell'onda non sinusoidale; onde non sinusoidali testate in laboratorio.

Onda sinusoidale per Beam Ray.

Onda Vettore e Frequenza Radio per Hot Swap

Forma d'onda periodica armonica testata in laboratorio sul 100% delle frequenze. Modello Rife Machine 110 & 281 compatibile con CW/RF.

Input di voltaggio

19v DC / 4500 mA (110 V / 250 V SMPS). Tutti i voltaggi del mondo sono accettati, adattatore esterno per cambio modalità di fornitura d'energia

Misurazione reale dell'uscita del voltaggio (Usando Oscilloscopio) 12.5v, 14.5v, 17v DC

Misurazione uscita voltaggio 50% (usando multimetro).

Variabile 6v, 7v, 8.5v Corrente diretta con offset 100% positivo (il multimetro non può rilevare gli offset negativi della frequenza d'onda e quindi non risulta uno strumento preciso)

Temperature di sicurezza CPU *

26° - 33° Celcius

78° - 90° Fahreneit (Temperatura di normale operatività)

DUAL RCA Output socket

2 RCA Socket s , 1 Set di cinturini da mano, 1 Set di cinturini da piede.


Come indossare i cinturini




La miglior posizione per sopportare svariate ore di trattamento (come durante la notte) sono le piante dei piedi, posizionate in modo tale che il bottone di acciaio inossidabile tocchi la parte inferior dei vostri piedi. Le piante dei piedi hanno una pelle molto spessa e quindi sono adatte a tollerare lunghi periodi di elettroterapia.

Consigliamo di usare i cinturini preferibilmente sulle piante dei piedi in maniera tale che il rivestimento conduttivo blu tocchi la parte inferior dei piedi. Il bottone in acciaio inossidabile deve sempre toccare le piante.

Maniera corretta di indossare i cinturini



Posizionate i cinturini sui palmi delle mani



Il bottone metalizzato deve essere rivolto verso i palmi delle mani



O sistemate i cinturini alle soles dei vostri piedi
(RACCOMANDATO)

The Professional V3 : Tastiera



Master
Reset,



Tasto ON



Enter

or



Invio: Per selezionare i menù



Escape: Per tornare al menù precedente




Su e Giù: Muoversi su e giù nei menù



Carrier Wave, Hot Swappable (vedere pag. 35)



Frequenza Onde Radio (vedere pag. 34)




Numeri da 0 a 9: Tasti per l'inserimento dei codici delle frequenze quando siete in modalità PROGRAM



AVVIO RAPIDO: PRO V3 SERIES

- ▶ Connettere il trasformatore alla presa di corrente
- ▶ Connettere il cavo di alimentazione alla macchina
- ▶ La spia ON indica che la connessione è avvenuta
- ▶ Potete inserire un cavo di un cinturino nella fessura #1
- ▶ Potete inserire un second cavo nella fessura #2



- ▶ Accendere il dispositivo con il tasto POWER
- ▶ Il display LCD si accenderà
- ▶ Il tipo di Dispositivo e informazioni verranno visualizzate

Avvio Rapido:


- ▶ Innanzitutto avviare il vostro nuovo dispositivo spingendo il tasto MASTER RESET nell'angolo in alto a sinistra. Questo abiliterà immediatamente l'accesso alle impostazioni di voltaggio e al menù per la lingua. Tutti i gruppi predefiniti da 21 a 25 saranno settati a zero.



Voltaggio:

- ▶ Il primo menu è quello del VOLTAGGIO. Il Voltaggio è predefinito a 17v. Questa è l'impostazione di default per il Rife Digital e non

DEVE essere cambiata. Questo livello di Voltaggio fornisce il livello di trattamento più efficace.



Ridurre il voltaggio solo per:


- ▶ Trattamento per i bambini
- ▶ Super sensibilità alle frequenze in uscita
- ▶ Sensibilità che possano causare arrossamenti o rash cutanei
- ▶ Utilizzano un tappettino Rife Healing direttamente su pelle

Molti strumenti avanzati come il Beam-Ray funzioneranno solo a 17v, ridurre la Potenza del Beam-Ray comporterà un funzionamento non efficace degli accessory del Beam-Ray.

I programmi delle frequenze per le Malattie Gravi sono tutti disegnati sul voltaggio di 17v, e quindi

si prega di lasciare il voltaggio a 17v per trattamenti efficaci.

Tasti utilizzabili all'interno del menù VOLTAGGIO.



LINGUA:

► La Professional V3 Machine ha 3 lingue già inserite nella macchina: Inglese (Predefinita), Giapponese e Spagnolo.

Menù Lingua:



Tasti utilizzabili all'interno del menu LINGUA



L'inglese è la lingua predefinita, tuttavia, selezionando una lingua differente, imposterete l'intero dispositivo in una nuova lingua che potreste non comprendere, per questo ricordatevi di premere "MASTER RESET" se avete bisogno di reimpostare la macchina alla lingua predefinita.

MENU': SuperSweep / Introduzione

SuperSweep è una funzione della macchina che permette all'utente di selezionare ogni frequenza fino a 1 milione di Hz o 999.99 khz.

Visto che ogni singola frequenza disponibile viene prodotta verso l'utente, l'utente stesso potrebbe sperimentare un diverso tipo di cura elettroterapeutica che potrebbe aiutare nei casi dove frequenze specifiche non hanno provveduto risultati rapidi.

SuperSweep è facile da trovare nel menù principale e, spingendo semplicemente ENTER, inizia il "Super Sweep Playback". Potete mettere in pausa in ogni momento durante il ciclo, spingendo nuovamente ENTER o ripristinare il ciclo spingendo nuovamente ENTER.


E' consigliato utilizzare frequenze specifiche per un minimo di 10 minuti a frequenza, le quali sono presenti nei set delineati nell'ETDFL (Lista di frequenze) per il trattamento di specifiche malattie

Non c'è comunque nessun pericolo di utilizzare tutte le frequenze in occasione della modalità SuperSweep.

MODALITA': SuperSweep / Tasti Disponibili



► **ENTER: Play:** Quando Play appare sullo schermo, l'output del dispositivo è attivo e la luce (ON) è accesa. Quasi tutti gli altri tasti sono bloccati nella modalità Play. Potete indossare i cinturini e iniziare il vostro trattamento nella modalità Play. La frequenza mostrata sul display sarà quella prodotta nei cinturini.



► **Pausa:** Premere ENTER di nuovo per mettere in PAUSE (pausa) il programma. Questa operazione sblocca tutti i tasti disponibili.

► **ESC:** Premere il tasto ESC da PAUSE per ritornare al menù precedente.

► Le modalità Carrier Wave (CW) e Radio Frequency (RF) sono interscambiabili nella modalità PLAY (HOT SWAP). Vedere pag. 34 - 35 per informazioni su CW & RF.

MENU': Convergence Sweep

Convergence-sweep è una nuova funzione sul dispositivo che permette all'utente di sperimentare l'uscita a doppia frequenza (2 frequenze simultaneamente) usando una versione avanzata della funzione SuperSweep.

Uscita delle frequenze da 000.01 a 999.99.

Uscita delle frequenze da 999.99 a 000.01 simultaneamente.


Visto che ogni singola frequenza disponibile viene prodotta verso l'utente, l'utente stesso potrebbe sperimentare una differente tipologia di cura elettroterapeutica che potrebbe aiutare nei casi dove frequenze specifiche non hanno provveduto risultati rapidi.

Convergence Sweep è facile da localizzare sul menù principale e, semplicemente premendo ENTER, inizierà il SuperSweep Playback. Potete mettere in pausa, in qualsiasi punto del ciclo,


premendo ENTER di nuovo e una volta ancora ENTER per riprendere il ciclo.

Convergence Sweep rimane in funzione per $\frac{1}{2}$ del tempo di una sessione SuperSweep.

MODALITA': Tasti Convergence Sweep



►ENTER: Play: Quando PLAY appare sullo schermo l'output del dispositivo è attivo e la luce (ON) è accesa. Quasi tutti gli altri tasti sono bloccati nella modalità PLAY. Potete indossare i vostri cinturini e iniziare il vostro trattamento nella modalità Play. La frequenza mostrata sul display sarà quella prodotta dai cinturini.



►Pausa: Premere ENTER di nuovo per mettere in PAUSA (Pausa) il programma. Questa operazione sblocca tutti i tasti disponibili.

► ESC: Premere il tasto ESC da PAUSE per ritornare al menù precedente.

Le modalità Carrier Wave (CW) e Radio Frequency (RF) sono interscambiabili nella modalità PLAY (HOT SWAP). Vedere pag. 34 - 35 per informazioni su CW & RF.

25 GRUPPI: Selezioni nel menù

► Usare Diminuire/Aumentare per selezionare I menù



► La Macchina (menù) inizia dal Gruppo #1



► I gruppi predefiniti disponibili vanno da #1 a #20. Ogni gruppo contiene 10 frequenze.

▶ Gruppi dal 21 al 25 sono vuoti. Un buon posto dove aggiungere le tue Selezioni di Frequenza.

▶ E' possibile cancellare tutti i gruppi, dall'1 al 25, nel caso abbiate bisogno di più di 5 gruppi programmabili e utilizzabili dall'utente.

Selezione gruppo e comandi

▶ Una volta che avrete selezionato il vostro Gruppo da #1 a #25, con le frecce UP ▲ (SU) o DOWN ▼ (GIU'), premere ENTER.



I comandi del gruppo ora disponibili sono:

▶ **RUN:** Fa partire una singola frequenza dalla posizione #0 nel gruppo attualmente selezionato.

Per maggiori informazioni su RUN,vedere pag. 20-22

► **PULSE RUN:** Fa partire una singola frequenza dalla posizione #0 nel gruppo attualmente selezionato pulsando tra ON e OFF.

Per maggiori informazioni su PULSE RUN, vedere pag. 23

► **SWEEP:** Fa partire tutte e 10 le frequenze dalla #0 alla #9 nel gruppo attualmente selezionato per un period di 10 minuti per frequenza.

Per maggiori informazioni su SWEEP, vedere pag. 24 - 26

► **PULSE SWEEP:** Fa partire tutte e 10 le frequenze dalla #0 alla #9 per il gruppo attualmente selezionato per un period di 10 minuti per frequenza. Ogni second la frequenza pulsa tra ON e OFF.

Per maggiori informazioni su PULSE SWEEP, vedere pag. 27.


► **PROGRAM:** Riprogramma il gruppo attuale.

Per maggiori informazioni su PROGRAM, vedere pag. 28-31.

MODALITA': Run

La funzione RUN è per lo specifico "Play Back" di una singola frequenza sul dispositivo. Il comando RUN farà partire l'esecuzione di una frequenza selezionata dall'utente da una lista delle 10 frequenze nel gruppo.

Visto che il modello Professional V3 contiene "25 gruppi", l'utente ha l'opportunità di far partire, in un istante, ogni singola frequenza da qualsiasi gruppo.



USARE i tasti ▲ UP e ▼ DOWN per selezionare ogni singola frequenza da QUALSIASI gruppo.

Ognuna delle 35000 frequenze nell'ETDFL (lista delle frequenze) può essere programmata nel dispositivo in un istante; in questa maniera, l'utente può far partire la frequenza registrata scelta per il periodo desiderato.

Il comando RUN è una modalità puramente manuale e non ha un limite temporale predefinito. Per questo motivo un utente può selezionare il comando RUN per far eseguire una singola frequenza per un qualsiasi tempo desiderato; per ore o addirittura giorni.


Una volta che avrete premuto ENTER, il gruppo che avrete selezionato viene mostrato, oltre alla posizione delle frequenze in quell gruppo e anche al numero in kHz. Il tasto PLAY mostra l'output. Se si preme ENTER di nuovo il programma entrerà in PAUSE (pausa).

Group 1
Frequency 0
→ Run
001.01 KHz Play □

NOTE:

Consigliamo all'utenza di utilizzare la modalità SWEEP (vedere pag. 24-26) piuttosto che la RUN, visto che è meglio usare frequenze multiple nella modalità Automatic (SWEEP) o in quelle (PULSED SWEEP) per trattamenti delle malattie che risultino efficaci.

MODALITA': Run (PLAY) / Tasti disponibili



► Play: Quando Play appare sullo schermo l'output del dispositivo è attivo e la luce (ON) è accesa. Quasi tutti gli altri tasti sono bloccati nella modalità Play. Potete indossare i cinturini e iniziare il vostro trattamento nella modalità Play. La frequenza mostrata sul display sarà quella prodotta nei cinturini.

► Pause: Premere ENTER di nuovo per mettere in PAUSE (pausa) il programma. Questo sblocca anche tutti gli altri tasti disponibili.

► Diminuire / Aumentare per selezionare un'altra frequenza nella modalità PAUSE.

▶ESC: per tornare indietro. Funziona solo nella modalità PAUSE.

▶ Le modalità Carrier Wave (CW) e Radio Frequency (RF) sono intercambiabili nella modalità PLAY (HOT SWAP). Vedere pag. 34-35 per informazioni su CW & RF.

MODALITA': Pulse Run

La funzione Pulse Run è identica alla modalità RUN, con l'eccezione che la macchina pulsa a una frequenza ogni secondo, piuttosto che rimanere fissa come nella modalità RUN che non pulsa.

PULSE RUN utilizza un processore unico per “conservare” e “costruire” l'energia in una posizione momentaneamente spenta, solo per pulsare l'energia conservata nel corpo con un rapido movimento continuo; incrementando l'efficacia della frequenza e concentrando la forma d'onda, muovendo così l'energia più in profondità nel corpo per trattamenti delle malattie più efficienti.

Dr. Beck ha scoperto questo metodo convertendo uno dei suoi primi dispositivi RIFE e facendo passare l'output del circuito attraverso

un Flash pulsato di una fotocamera Canon, rimosso da una vecchia fotocamera. Dr. Beck scoprì che i trattamenti erano molto più efficaci usando l'energia pulsata conservata, rispetto ai metodi standard con uscita fissa. Gli stessi metodi di pulsazione sono usati nel vostro Pro-Device, sfruttando microchip con tecnologia moderna.

► **Seguite le istruzioni RUN per usare la modalità “PULSE RUN”. PULSE RUN è identica al comando RUN, tranne che per la pulsazione ogni secondo.**

MODALITA': Sweep - Introduzione

La funzione Sweep è la funziona di esecuzione a tempo trovata in tutti i dispositivi ETD. La modalità SWEEP esegue una qualsiasi delle frequenze dei 25 gruppi ogni 10 minuti.


Un set di frequenze durerà 100 minutes (1 ora e 40 minuti). La modalità SWEEP andrà in esecuzione continua fino a quando non metterete in pausa o tornerete nel menù con il tasto ESC. Questo permette all'utente di sottoporsi a programmi di trattamento, durante la notte, senza nessuna pausa.

Nel caso vogliate un trattamento di durata inferiore rispetto alla modalità SWEEP, allora optate per il programma “PULSE SWEEP” come alternativa. Il PULSE SWEEP eseguirà le frequenze di tutti i gruppi ogni 20-30 secondi. PULSE SWEEP è disponibile solo nelle Pro V3 Series.

La modalità SWEEP è stata tradizionalmente riconosciuta per essere la più efficace, solo sulle basi che è stata integrata e usata nei macchinari ETD per oltre 6 anni. Il feedback dei clienti ha confermato che questa modalità originaria ETD (SWEEP) è stata riconosciuta essere efficace contro ogni tipo di problematiche.

MODALITA': Sweep - Istruzioni:


Eseguire 10 frequenze all'interno di un gruppo selezionando SWEEP.



Una volta che avrete premuto ENTER, il gruppo che avrete scelto verrà mostrato, oltre alla posizione della frequenza all'interno del gruppo, e anche al numero in kHz. PLAY vi mostrerà l'uscita. Premendo ENTER di nuovo, il programma entrerà in PAUSE (pausa).

Group 1
Frequency 0
→ Sweep
001.01 KHz Play □

MODALITA': Sweep (PLAY) / Tasti disponibili



► Play: Quando Play appare sullo schermo, l'output del dispositivo è attivo e la luce (ON) è accesa. Quasi tutti gli altri tasti sono bloccati nella modalità Play. Potete indossare i cinturini e iniziare il vostro trattamento nella modalità Play. La frequenza mostrata sul display sarà quella prodotta nei cinturini.

► Pause: Premere ENTER di nuovo per mettere in PAUSE (pausa) il programma. Questo sblocca anche tutti gli altri tasti disponibili.

► ESC: per tornare indietro. Funziona solo nella modalità PAUSE.

► Le modalità Carrier Wave (CW) e Radio Frequency (RF) sono intercambiabili nella modalità PLAY (HOT SWAP). Vedere pag. 34-35 per informazioni su CW & RF

MODALITA': **Pulse** **Sweep** **/**
Introduzione

La funzione PULSE SWEEP è identica alla modalità SWEEP, tranne per il fatto che il dispositivo fa pulsare le 10 frequenze del gruppo ogni secondo, invece che alla normale esecuzione SWEEP che consiste in 10 minuti per frequenza (non pulsate).

PULSE SWEEP utilizza un processore unico per “conservare” e “costruire” l’energia in una posizione momentaneamente spenta, solo per pulsare l’energia conservata nel corpo con un rapido movimento continuo; incrementando l’efficacia della frequenza e concentrando la forma d’onda, spostando così l’energia più in profondità nel corpo per i trattamenti delle malattie che risultino più efficienti.

Dr. Beck ha scoperto questo metodo convertendo uno dei suoi primi dispositivi RIFE e facendo passare l’output del circuito attraverso un Flash pulsato di una fotocamera Canon, rimosso da una vecchia fotocamera. Dr. Beck ha trovato che i trattamenti erano molto più efficaci usando l’energia pulsata conservata, rispetto ai metodi standard con uscita fissa. Gli stessi metodi di pulsazione sono usati nel vostro Pro-Device, sfruttando microchip con tecnologia moderna.


► Seguite il comando SWEEP per usare la modalità PULSE SWEEP. PULSE SWEEP è identico al comando SWEEP, tranne che per il fatto che la pulsazione avviene ogni secondo.

MODALITA': PROGRAM

► Usate le frecce ▼▲ per muovervi dal gruppo 1 ai gruppi 21-25.



► I gruppi # 21 - # 25 sono gruppi vuoti senza impostazioni predefinite e quindi sono un buon punto per iniziare a conservare le vostre programmazioni.



► Premere ENTER sul vostro dispositivo per selezionare il gruppo #21 e potrete vedere la frequenza impostata a ZERO di default.

► Usate le frecce ▼▲ per selezionare un altro slot di frequenza o semplicemente iniziate programmando dalla frequenza #0 (metodo più facile).

► Premere ENTER per selezionare lo slot di default per la frequenza #0.



► Usate la tastiera per inserire la vostra frequenza, riscrivendo gli zero impostati di default (000,00), per poi premere ENTER per confermare.



► Nell'esempio sottostante stiamo rimpiazzando la frequenza 000,00 kHz con 123.45 kHz.

MODE
GROUP 21
Frequency 0
123.4  KHz

► Premere ENTER per bloccare (come da esempio) la frequenza 123.45 KHz.



MODE
GROUP 21
Frequency 0
123.45 KHz

Frequenza #0 : Ora sta lampeggiando

► Ora premere la freccia ▲ UP arrow per spostarsi sulla prossima frequenza: frequenza #1



Frequenza #1: Ora può essere programmata

Lista dei 20 gruppi predefiniti

Gruppo 1 :

Artriti, Remautismo e Osteoporosi

Gruppo 2 :

Asma e tutte le tipologie di allergie

Gruppo 3 :

Tutte le tipologie di Malattie Sessualmente Trasmissibili

Gruppo 4 :

Specifiche Epatiti, Epatite A, B, C

Gruppo 5 :

Salute orale e tutti i problemi dentali

Gruppo 6 :

Tutte le tipologie di cancro

Gruppo 7 :

Tutte le tipologie di metastasi (organi)

Gruppo 8 :

Frequenza specializzata MOR CW del Dr. Rife

Gruppo 9 :

Alzheimer e altre demenze

Gruppo 10 :

Gram positivo/negative e infezioni batteriche (raffreddore e febbre)

Gruppo 11 :

Tutte le tipologie di Virus

Gruppo 12 :

Ipertensione (Alta pressione sanguinea)

Gruppo 13 :

Malattie Cardiache e tutte le tipologie di malattie polmonari ostruttive croniche

Gruppo 15 :

Trattamento parassitario Dr. Hulda Clark

Gruppo 16 :

Cancro: specifico seno

Gruppo 17 :

Disordini e malattie cerebrali

Gruppo 18 :
Muffe (Generico) e sintomi di funghi umani

Gruppo 19 :
Dolore, generico

Gruppo 20:
Disordini da stress (Generico)

Gruppo 21 - 25: Gruppi programmabili dall'utente.

FUNZIONE: (RF) Radio Frequency:



- ◀ Usare RF in una qualsiasi delle modalità PLAY
- ◀ Hot-Swap tra RF e (CW) Carrier Wave
- ◀ Un quadrato □ appare sulla destra di PLAY per indicare che RF è acceso.

La documentazione in nostro possesso mostra che le vere MORs (Mortal Oscillatory Rates ossia la frequenza in cui un particolare patogeno risuona fino alla distruzione) del Dr. Rife erano le frequenze RF più alte usate nei modelli Kennedy 110, 281 e nella macchina Rife Ray #4, oltre che le frequenze armoniche più alte usate nei Beam Ray delle macchine Rife Cliniche. Tutte le macchine del Dr. Rife lavoravano su frequenze RF e non frequenze audio. Dall'analisi dello spettro della macchina Beam Ray Rife di Philip Hoyland sappiamo che usava le frequenze audio solo per uno scopo: per creare il metodo della spaziatura delle bande laterali armoniche per colpire le frequenze armoniche

più alte ch erano le vere MORs RF. Henry Siner riportò che il progetto di Philip Hoyland uccideva gli organismi in osservazione al microscopio. Da aggiungere a questo la lista dei dottori che hanno usato gli strumenti e confermato che hanno curato molte malattie. Questo mostra che il metodo armonico di Philip Hoyland funziona oltre ogni ragionevole dubbio.

FUNZIONE: (CW) Carrier Wave:



- ◀ Usare CW in una qualsiasi modalità PLAY.
- ◀ Hot-Swap tra CW e (RF) Radio Frequency
- ◀ Una X appare alla destra di PLAY per indicare che CW è attivo.

I dati documentati in nostro possesso mostrano che i primi strumenti clinici Beam Ray funzionavano con (CW) Carrier Wave.

Il modello professionale ETD può essere commutato in una modalità simulazione del dispositivo originale Rife Beam Ray con frequenza vettore armonica a 3.3 megahertz con la combinazione di frequenze audio

(RF)che, insieme, producono frequenze a bande laterali.

Questa frequenza a bande laterali si allinea con le vere frequenze MORs Rife e devitalizza o rende innocuo i microorganismi dannosi.

La Carrier Wave è stata la modalità usata nella macchina di Rife originale, usata dal Dr. Rife per curare 16 pazienti con condizioni terminali.

Rife Digital Professional V3 CPU Upgrade:

Usando le ultime tecnologie dei microchip, i laboratori ETD hanno connesso il modello 110 della macchina originale di Rife e gli strumenti del modello 281 della macchina di Rife, per produrre due alte frequenze RF nello stesso momento.

Questa innovazione ha reso anche possibile modulare le basse frequenze audio partendo da 10 Hertz in su in un'alta frequenza RF + Carrier Wave (CW) che proveniva dal modello 281. Ha richiesto oltre 6 mesi di sviluppo per combinare le due macchine di Rife con precisione estrema usando le ultimissime tecnologie dei microchip e algoritmi di programmazione unici.

The Rife Digital Professional V3 che esegue il programma CW (Carrier Wave), ora opera come una rappresentazione delle due potenti macchine di Rife, numerate 110 e 281 rispettivamente.

Queste tecnologie sono state anche trasferite nel modello Zapper Digital Professional V3, così come le migliori delle tecnologie RIFE sono state anche portate sul modello Dr. Clark Pro.

FUNZIONE: Master Reset



◀ Usare il Master Reset per cancellare tutte le frequenze in tutti i gruppi e ripristinare la macchina alle configurazioni di fabbrica. Per favore vedere le pag. 32-33 per le impostazioni di fabbrica.

▶ Il Master Reset resetta solo i 20 gruppi predefiniti alle impostazioni di fabbrica (pag. 32-33), e cancella tutti i contenuti nei gruppi 21-25 riportandoli a zero (000,00).

▶ Il Master Reset richiede 1 secondo per essere completato.

▶ Il Master Reset funzionerà soltanto nella modalità iniziale del menù d'avvio e non opererà in nessuna delle modalità operative.

► Prestare attenzione a non premere accidentalmente il Master Reset o dovrete riprogrammare tutte le vostre frequenze salvate nei gruppi attraverso la tastiera.

► Usare il Master Reset per far tornare la vostra macchina alla lingua di default (Inglese) e il voltaggio di default (17v).

FAQ:

D: Cosa è meglio usare, CW o RF?

Risposta:

Carrier Wave (CW) (Default) è la migliore modalità, perché è basata sul dispositivo originale Rife Beam. RF è stato considerato più tardi sui modelli Kennedy successivi e deve essere considerata una seconda opzione.

D: Dove sono locate le frequenze per la programmazione delle mie frequenze personali nella macchina?

Risposta: Le frequenze ETDFL le potete trovare nell'ultima sezione di questo libro. Le frequenze sono in inglese, visto che termini medici inglesi e descrizioni mediche in questa lingua sono utilizzate in molte altre lingue..

D: Posso collegare questo dispositivo a un cavo di alimentazione per macchina da 12v o una batteria solare?

Risposta: La serie PRO V3 richiede 19v per operare, quindi se lo state usando direttamente con una batteria, avrete bisogno di un invertitore 12v-19v. Caravan e camper possono tranquillamente collegare un alimentatore nella presa di corrente del mezzo. Gli

adattatori possono essere usati sia nelle prese americane (110v) o in quelle di altri paesi (220v, 230v, 240v).

Contattare healthproducts2@gmail.com per le opzioni di batterie esterne. Il negozio americano ha un dispositivo portatile a batteria solare che permette di usare la serie PRO V3 al di fuori della rete elettrica.

D: Possono 2 persone usare la macchina?

Risposta: Sì, 2 persone possono usare la macchina. Ci sono 2 porte sulla parte superior della Pro Series che permette l'utilizzo di cavi per 2 persone.

- Solo un gruppo per volta può essere usato

- L'uscita a doppia frequenza è disponibile solo nella modalità CONVERGENCE SWEEP

Programmi fino a 25 persone possono essere salvati sulla macchina, il che è molto utile per la preparazione preventiva dei programmi clinici per il trattamento di massimo 25 clienti.

D: Qual è la garanzia sulla mia macchina Professional ETD?

Risposta: 12 mesi di garanzia internazionale garantita in tutti i paesi internazionali. Costi di spedizione per la restituzione possono essere applicate a paesi al di fuori del Regno Unito, Stati Uniti e Australia.

D: Posso comprare in blocco per ottenere uno sconto o diventare un rivenditore?

Risposta: Sì, gli sconti sono previsti per l'acquisto in blocco. Contatta il distributore nella tua area. I contatti per Regno Unito, Europa, Stati Uniti e Giappone sono sul retro del manuale.

D: Non mi piacciono i cinturni, avete un'alternativa?

Risposta: Sì, il “Latest Rife Healing Mat” è un tappetino con un solo lato conduttivo dove potrete stendervi, non connesso con cinturini e cavi. E’ una scelta eccellente per dolori di schiena e anche per uno qualsiasi degli altri programmi di trattamento. Il tappetino è ordinabile direttamente dal negozio americano e da quello del Regno Unito e può essere ordinatore direttamente qui:

(USA)

www.healthproducts2.com (Il tappetino è mostrato nella pagina iniziale)

(UK)

Rifedigital.net/order (“Mat Pack” è sulla pagina del carrello)

Negli Stati Uniti il tappetino è spedito usando I servizi postal USPS ed è anche disponibile per la spedizione in tutti i paesi. Il tappetino Rife Healing può essere connesso solo alle serie “PRO” e “PRO V3”

Nel Regno Unito e in Europa, il “Mat Pack” è spedito con Royal Mail, spedizione che include numero per il tracciamento.

D: Dalla lettura del diario del Dr. Rife, ho scoperto che il Dr. Rife ha usato i cinturini per le sue macchine Rife nei modelli del 1940, ma so anche che ha usato una luce o una lampada come opzione per i trattamenti. Venderete una lampada Rife per la macchina Professional?

Risposta: I laboratori ETD in Germania stanno in questo momento lavorando a una lampada Rife che si adatti al modello Rife Digital Professional. Questo è un progetto in corso da ormai 2 anni, in quanto la trasmissione delle frequenze via luce richiede una grandissima mole di ricerca ed anche un trial di sperimentazione su una selezione di persone. Possiamo

prevedere l'uscita della lampada Rife nel 2020-2022, anche se al momento non abbiamo una data stabilita.

D: Ho bisogno di alcuni cinturini e cavi extra, visto che lavoro con diversi clienti, quindi necessito degli accessori aggiuntivi.

Risposta:

- Cinturini in velcro
- Cinturini flessibili
- Cavi Extra
- Tappettini Rife Healing
- Batteria portatile ad energia solare
- Sono tutti disponibili nel negozio Americano, e possono essere ordinate direttamente qui:

www.healthproducts2.com (I cinturini sono mostrati nella pagina iniziale. I cinturini sono disponibili per tutti i clienti internazionali)

Per il Regno Unito ed Europa, come per il resto del mondo:

- Tappettini Rife Healing
- Sono disponibili da rifedigital.net/order (o mandare una mail a rifedigitaluk@gmail.com)

Per il Giappone

- Tappettini Rife Healing, Cinturini in velcro, cavi
- Contattare il negozio internazionale qui sopra

Raccomandazioni per i trattamenti

Raccomandazioni generali:

Se avete familiarità con questa forma di terapia o se non avete usato il Professional V3 per molto tempo o mai prima, consigliamo di iniziare il trattamento lentamente. Nella modalità SWEEP, eseguire al massimo un ciclo al giorno. Possibilmente diviso in due sessioni (prima 5 frequenze, poi alcune ore dopo, altre 5).

Dopo pochi giorni con questo trattamento abbastanza conservativo, potete aumentare il tempo di trattamento a 2 cicli SWEEP al giorno. Se lavorate regolarmente con il dispositivo, potete iniziare a eseguire la terapia anche durante la notte per 7-9 ore con i cinturini da collegare ai piedi. In questa maniera potete completare 3 o 4 cicli durante il sonno e

potrete sperimentare risultati immediati. Parlando più genericamente, il sonno non viene disturbato, molti utenti hanno, anzi, dichiarato proprio il contrario. Si sentivano più sereni e più vigili dopo notti di trattamenti con l'elettroterapia.

Il libro delle frequenze ETD elenca migliaia di malattie e indisposizioni, con 10 frequenze da accompagnare. Alcune volte, la scelta è semplice, per esempio se avete un raffreddore bisogna semplicemente programmare il vostro dispositivo con la frequenza creata per "raffreddore comune" e impostare la vostra macchina su SWEEP. Alcune condizioni di malattie più complicate possono richiedere un programma personalizzato.

Trattamenti generici per malattia

I trattamenti generici possono essere considerati la pulizia da parassiti, trattamenti per raffreddore o febbre, candida o malattie della pelle, infezioni batteriche, infezioni virali e disintossicazione, giusto per nominarne alcune. Queste condizioni possono essere trattate in un periodo dai 21 ai 30 giorni.

Per il trattamento generico dei parassiti consigliamo il:

Parasites general comprehensive: Dr Clark (PRESET # 15)

Programmate l'ETD con ogni frequenza e usatelo per 10 minuti a frequenza. Molte persone usano l'ETD sui piedi la notte e per i primi 21 giorni di pulizia 7-9 ore al giorno o notte, mentre riposano o dormono. Piazzate i cinturini su entrambi i piedi con il lato argentato che rivolte verso le piante dei piedi. Programmate tutte le frequenze di cui sopra e permettete alle frequenze di ciclare durante la notte in un loop ogni 100 minuti.

Se non siete a conoscenza della condizione che state trattando, semplicemente usate una delle frequenze predefinite di default all'interno della macchina e usate il tasto SWEEP per eseguire le frequenze seguendo le istruzioni qui sopra descritte.

Trattamenti per malattie gravi:

Le malattie più gravi spesso richiedono periodi di trattamento più lunghi e, spesso, richiedono una serie di frequenze che cambiano ogni poche settimane. I nostril dispositivo sono stati usati con successo per trattare

malattie serie per migliaia di persone. Di volta in volta, i risultati hanno mostrato che sessioni di trattamento estese hanno prodotto le migliori risposte dal punto di vista curativo.

Le sessioni estese sono più convenienti di notte, in maniera tale da non interrompere le attività diurne o gli orari di lavoro. Una sessione notturna con cinturini attaccati ai piedi permette una guarigione più efficace che raggiungerà e penetrerà gli organi del corpo. Per esempio gli intestini sono organi che potrebbero non essere raggiunti dalle frequenze dei primi dispositivi; ora con l'ETD, uno può eliminare parassiti e patogeni che abitano l'intestino e altri organi, come il fegato, reni, cistifellea e stomaco. Tuttavia, questo richiede tempo e vi viene richiesto di usare frequenze che risuonano quanto più vicino al patogeno o parassita interessato. Consigliamo la modalità SWEEP per questo scopo visto che scorre attraverso le 10 frequenze ogni 10 minuti in un loop ciclico. Ogni frequenza risuona con il programma di guarigione che ha lo scopo di trattare una particolare condizione di malattia.

Poiché l'ETD funziona usando frequenze naturali, 3 mesi possono essere un periodo di tempo plausibile per la remissione delle condizioni di una malattia più grave. La medicina naturale funziona in questa maniera, su un livello più sottile e spalmato in un periodo di tempo esteso. E ancora, i migliori risultati sono raggiunti con le sessioni estese di trattamento durante la notte.

Come scegliere le frequenze

Se avete sintomi che non possono essere identificati in maniera semplice, allora ci sono svariati metodi da scegliere per il programma di trattamento:

- Per selezionare la frequenza o il set di frequenze corretto, potete lavorare con il vostro kinesiologo (test muscolari, basati sul principio secondo il quale il corpo già conosce cosa necessita; potete lavorare con un praticante kinesiologo o imparare questa tecnologia per conto vostro per uso domestico). Alcuni clienti lavorano con un pendolo, il quale è anche molto semplice da imparare.
-

- Ci sono dispositivi elettroterapeutici che sono in grado di realizzare profili diagnostici molto precisi. Questi sono spesso usati dagli omeopati (macchina di Vega) o nelle pratiche di guarigione naturale (dispositivi di biorisonanza), così come il Quantum SCIO. Questi sono basati sul medesimo principio, solo che essi iniziano da un corpo completamente sano e successivamente misurano e diagnosticano le dissonanze che sono presenti in un corpo non sano. Quindi potete cercare una clinica di questo tipo, ottenere un profilo diagnostico e quindi trattarvi da soli con il vostro dispositivo.

- Le frequenze della maggior parte delle malattie sono elencate nel libro. Tuttavia, le definizioni mediche possono cambiare nel tempo o possono essere compilate in una nuova definizione. Se non riuscite a trovare una frequenza, potreste aver guardato nella sezione sbagliata del libro.
Per esempio: il cancro della pelle viene elencato come "**Cancro,pelle**" o i vermi solitari sono elencati come "**Parassiti, vermi solitari**". Nel dubbio, mandate una mail al vostro fornitore della macchina per un corretto set di frequenze o scaricate la versione PDF di questo libro e usate il comando "Cerca" di Adobe PDF per cercare il nome della malattia.

- Se usate il vostro ETD regolarmente osserverete un altro importante effetto collaterale: imparerete a conoscere molto meglio il vostro corpo e inizierete ad essere più sensibili ai processi fisici di questa terapia. Sarete in grado di valutare le vostre malattie e quindi scegliere i vostri trattamenti con più precisione. Sarete in grado di identificare le frequenze che vi miglioreranno la salute e di individuare nuovi set di frequenze quando richiesto.

Nota di avvertenza sui trattamenti

Non potete fare "nulla di sbagliato" con questi trattamenti. Se, per esempio, volete usare il dispositivo per eliminare un particolare parassita, e non avete quel parassita, a quel punto la frequenza elettrica svanirà senza effetto sul corpo. C'è stata una ricerca che mostra che i patogeni vivono in specifiche gamme di frequenze. Se incrociate la gamme di frequenza con altri patogeni o parassiti con una simile risonanza è probabile che potrete eliminare quelle specie.

Consigliamo di cambiare i set di frequenze se non sentite differenze nei sintomi della malattia dopo un prolungato trattamento (5 giorni). Il libro delle frequenze ETD vi fornirà altre opzioni di frequenza per assistervi durante ulteriori trattamenti.

Cosa è la reazione di Herxheimer?

Quando iniziate i trattamenti elettroterapeutici, molti parassiti e patogeni saranno uccisi. Questo potrebbe sovraccaricare il vostro sistema immunitario e portare a nausea, fatica e spossatezza. Questo è quello che viene chiamato “effetto Herxheimer” o Sindrome del Parassita che scompare, una risposta del sistema immunitario alle tossine nel sangue e nei tessuti. Questo breve sovraccarico del fegato e altri organi destinati all'eliminazione delle scorie potrebbero peggiorare i vostri sintomi all'inizio. Questo potrebbe durare solo poche ore, ma può anche durare 2-3 giorni prima che possiate iniziare a sentirvi molto meglio. E' importante sapere che il peggioramento dei vostri sintomi non significa che il trattamento sta fallendo. In effetti, è esattamente l'opposto, visto che dimostra chiaramente l'evidenza di una disintossicazione molto forte ed efficace.

Cosa fare quando ci capita una reazione di Herxheimer?

La cosa più importante è accettare questa reazione fisica, come un risultato di conferma dell'efficacia del trattamento. Se è molto pesante, ridurre la durata del trattamento, bere molta acqua (almeno 4 litri al giorno) e riposare (nessun sforzo fisico), mangiare leggero per non appesantire ulteriormente il vostro sistema digestivo, aggiungere succo di limone appena spremuto alla vostra acqua da bere e assicuratevi che il vostro sistema digestivo funzioni in maniera corretta (usare sali di Epsom o lassativi naturali potrebbe essere consigliato). Prendetevi una pausa dalle sessioni di elettroterapia per alcuni giorni fino a quando non vi riprenderete.

Avvertenze ETD

- E' consigliato che le donne in gravidanza non usino dispositivi di elettrofrequenza

- Pacemaker: potete usarlo con un pacemaker. Tuttavia, tenete i cinturini della macchina e i cavi ad almeno 12 pollici (circa 30 cm) lontani dal vostro petto.
- È stato notato che l'uscita di frequenza generata nella larghezza di banda del Lactobacillus Acidophilus (346.05, 347.00, 348.00, 349.00, 350.00, 351.65, 352.00, 353.00, 354.00, 355.00) può innescare la Candidiasis (Candida) in alcuni soggetti. Se il vostro programma di trattamento rientra in questa gamma di frequenze di questa flora naturale dello stomaco e dell'intestino, allora prendete giornalmente integratori "Pro Biotic". Il Lactobacillus acidophilus è anche presente nello yogurt naturale, Kefir e Kombucha.

Nota importante:

In rari casi ci potrebbe essere un formicolio sulla pelle dovuta all'uso del nostro ETD. Questo solitamente succede solo quando vengono usati i cinturini da polso su pelle sensibile come addome, polsi o altre aree della pelle che siano morbide. Per evitare questo, usare i nostri cinturini da polso solo sui palmi delle vostre mani o sulle piante dei vostri piedi.

Usando i cinturini in un'area di pelle sensibile nonostante la qui sopra descritta sensazione di formicolio per un lungo periodo, può provare un rash locale. Se avete realmente bisogno di trattare queste posizioni, per favore spostate i cinturini regolarmente ogni pochi minuti, in caso di formicolio. I migliori posti per effettuare i trattamenti, durante un periodo di tempo più lungo, sono i palmi delle vostre mani e le piante dei vostri piedi.

Potete anche abbassare il voltaggio del Professional V3, da 17v a 14,5v o 12,5v per ridurre i problemi di sensibilità. Il voltaggio predefinito è 17v. Questo è il valore di default del Rife Digital e non dovrebbe essere cambiato perchè questo livello di voltaggio fornisce il livello di trattamento delle malattie più efficace.

Ridurre il voltaggio solo in caso di:

- ▶ Trattamento di bambini
- ▶ Super sensibilità a determinate uscite di frequenza

- ▶ Sensibilità che causa arrossamento o rash
- ▶ Utilizzo di un tappettino Rife Healing direttamente sulla pelle.

Il miglior posto per sopportare svariate ore di trattamento (come durante la notte) è sulle piante dei piedi in modo che il bottone di acciaio inossidabile tocchi la parte inferiore dei vostri piedi. Le soles dei piedi hanno una pelle molto spessa e sono in grado di tollerare lunghi periodi di elettroterapia.

(Fotografia) Esempio di come i cinturini sono sistemati nella maniera più efficace sui piedi



Consigli per operare con la macchina in maniera affidabile

Vi consigliamo di posizionare la macchina su una superficie stabile, come un tavolo di vetro, un comodino di legno o sul pavimento se avete marmo o superfici simili.

Non posizionate la macchina sopra letti o dentro il letto, su un tappeto o su un cuscino o vestiti.


Non allarmarsi se la luce verde inizia a lampeggiare nei programmi da 00.01 a 00.04 kHz

Quando usate le frequenze “Super Low Range” da 00.01 a 00.04 kHz la luce verde potrebbe lampeggiare per indicare che la macchina sta lavorando ad un set di frequenze basso. Le frequenze molto basse 00.01 – 00.04 sono la gamma più efficace per la disintossicazione e, per questo motivo, un indicatore lampeggiante è stato incluso in maniera tale che i dottori e i professionisti della salute possano monitorare i loro clienti.

I set di disintossicazione a bassa gamma possono causare una piccola reazione di Herxheimer in alcuni clienti. Questo tipo di disintossicazione permette l'eliminazione rapida di patogeni e batteri nel corpo che possono causare una piccola reazione in alcune persone, come improvvisi sintomi di raffreddore, che raramente durano più di qualche ora.

La macchina ha passato i controlli di qualità in anni di continue operazioni di successo.

Dati tecnici,



- Square Wave Output
 - Voltage 17v (Oscilloscope)
 - Voltage - 8.5v (Multimeter)
 - Cycle 100% Positive Offset
 - DAC: Digital accuracy
 - RF Frequencies using
 - CW Impedance
 - * Auto Switches to SINE Wave only when using Dr Rife Beam Ray LAMP Device

Laboratory tested harmonic waveform periodic on 100%

DAC

Le frequenze digitali da Direct Digital Synthesis e Digital Signal Processing sono convertite in analogiche prima di essere trasmesse dall'ETD. Questi convertitori digitali-analogici sono conosciuti anche come DAC. Il segnale ETD attraversa il DAC, quindi passa attraverso un filtro Low-Pass o Bandpass per finire la conversione analogica. La

frequenza prodotta è una frequenza analogica molto accurata comprendente tutte le sfumature di quella frequenza analogica.

La frequenza analogica prodotta da un chip digitale può essere esteso verso l'alto o verso il basso con maggiore accuratezza rispetto alla maggior parte dei generatori di frequenza. La cosa più importante da ricordare è che la frequenza verrà convertita in analogico prima che venga prodotta dall'ETD. Le frequenze digitalmente prodotte quando sono convertite in analogico sono le più precise. Queste frequenze analogiche quando sono convertite in una onda quadra producono onde armoniche quadre come visto in fig. 2. Le radio frequenze sono prodotte usando l'impedenza del Carrier Wave.

TIPO D'ONDA

Il tipo di onda è l'onda quadra, la forma d'onda più affidabile testata per l'eliminazione dei patogeni e per il trattamento delle malattie. Il ciclo di lavoro è fissato al 50% sui modelli standard, e 10% - 90% ciclo di lavoro ad onda quadra sui modelli Professional V3 durante la modalità PULSE. (Fig. 1) La forma d'onda cambierà in un'onda sinusoidale quando si usa il Beam Ray con il Rife Professional V3, in accordo con le specifiche della macchina Beam Ray del Dr. Rife.

VOLTAGGIO ED AMPERAGGIO

L'uscita del voltaggio misurata da un oscilloscopio misurerà precisamente la parte superiore dell'onda quadra (8.5v) aggiunta alla parte inferiore dell'onda quadra (8.5v) per produrre la corretta uscita di lettura di 17v.

L'uscita misurata da un multimetro misurerà precisamente solamente la parte superiore dell'onda quadra (8.5v) La lettura è istantanea e non verrà considerata per la misura reale totale ($8.5 + 8.5 = 17v$).

Per favore prendete nota del fatto che, se state misurando l'uscita del vostro ETD con un multimetro, dovete tener conto che la misurazione vi mostrerà solo il 50% del valore di uscita totale del vostro dispositivo ETD. Questa anomalia ha a che fare con l'incapacità della maggior parte dei multimetri di misurare accuratamente i voltaggi da una forma d'onda. Se in dubbio testate l'uscita dell'ETD con un oscilloscopio professionale. L'uscita dell'ampereaggio da una sorgente di elettricità costante è 4500ma.

FREQUENZE ARMONICHE

Le frequenze producono armoniche che si sviluppano dall'alto verso il basso e viceversa all'interno delle sequenze dell'onda (fig. 2). Le armoniche di una frequenza consistono di sovratoni e sottotoni di quella frequenza. In un dispositivo come il generatore di frequenza ETD, le armoniche andranno avanti all'infinito. Questo perché con le armoniche, non solo otterrete gli effetti curativi della frequenza, ma renderete anche difficile per il patogeno sfuggire a quella data frequenza.

Introduzione alla lista di frequenze ETD

L'edizione rivisitata della lista di frequenze ETD (La lista delle frequenze per dispositivo di elettroterapia – Edizione Agosto 2020 – 2022) fornisce agli utenti dell'ETD un chiaro e comprensivo manuale per usare il dispositivo di elettroterapia contro varie forme di malattie e malanni.

Questo libro è stato adattato dall'originale “CAFL-Frequency-List” da usare con il vostro dispositivo. Tutte le frequenze programmabili sono menzionate in kilohertz (kHz).

La lista Electro Treatment Device (© ETDFL Association)

Questo libro è stato scritto da ricercatori medici, che usano la macchina Dr. Rife Professional V3 in combinazione con il dispositivo Quantum SCIO Bioresonance per scoprire quelle particolari frequenze che corrispondono a trattamenti medici di pazienti riusciti a diversi settaggi di frequenze RIFE. I medici hanno annotato la gamma delle frequenze per una particolare malattia quando il trattamento ha avuto successo. Queste sono infine state trascritte in questo opuscolo.

Le frequenze in questo libro corrispondono a trattamenti che hanno avuto successo usando dispositivo di elettroterapia digitali. Non ci potrebbe essere sempre una cura per una malattia, ma le frequenze vi aiuteranno a trovare sollievo per molte malattie e malanni. Molti malanni causati da specifici parassiti possono essere trattati e curati attraverso i programmi di specifiche frequenze evidenziati nelle liste di frequenze dell'ETD.

Tutte le frequenze in questo libro sono in kilohertz (kHz). 1 kHz corrisponde a 1000 Hz (per esempio 30000 Hz = 30.00 kHz). La gamma di un dispositivo digitale va da 000.01 kHz ad un massimo di 999.99 kHz (approssimativamente 1 Megahertz). Questa raccolta di frequenze è stata trascritta in un una forma tale da permettervi di programmare I set di frequenze direttamente nel vostro dispositivo digitale.

Inserite i set di frequenze tratte da questo opuscolo sulla console di navigazione direttamente nella vostra macchina per ottenere un miglioramento nei vostri sintomi, oltre che la cura di svariate malattie o malanni fisici.

ETDFL

E.T.D.F.L è un progetto in corso da 12 cliniche in tutto il mondo che usano dispositivo Quantum SCIO Bioreonance per registrare le frequenze di malattia di clienti reali, e quindi produrre le 10 frequenze più accurate ritenute idonee per il trattamento con la Royal Rife Machine. Questo progetto è iniziato nel 2006 quando la lista originale delle frequenze CAFL è stata sospesa. ETDFL è diventata la nuova lista, usata ora da oltre 100.000 utenti di Royal Rife Machine in tutto il mondo. L'accuratezza delle frequenze è stata vista nei risultati positivi dei clienti che usano questa lista di frequenze nelle cliniche e nelle case in ogni paese.

ETDFL viene aggiornato almeno una volta all'anno. Le ultime versioni PDF sono disponibili su:
ETDFL.com

Le versioni PDF di ETFDL su ETDFL.com vi permettono di cercare nel database ETDFL le frequenze per ogni malattia che possono essere più aggiornate di quelle fornite con questo libro.

Questo dispositivo Digital Professional V3 è autorizzato ad usare tutti I ETDFL Royal Rife Frequency Sets © 2020 - 2022 ETDFL Berlin Germany

Disclaimer

La E.T.D.F.L. (ETDFL.com) Association non fornisce garanzie che le frequenze Royal Rife all'interno di questo libro cureranno qualsiasi determinata malattia. L'elenco è una guida redatta da staff medico specializzato in elettroterapia che ha avuto risultati positivi in ognuna delle particolari frequenze presenti in questa lista.

RICHIESTE E VENDITE INTERNAZIONALI

USA / CANADA / AUSTRALIA / World

Sales and Service

(web) www.rifedigital.com

(E) healthproducts2@gmail.com

USA ☎ 206-708-6408

International ☎ 0011-1-206-708-6408

**United Kingdom & European Union,
Eastern Europe & World Wide**

London UK Store, Manager: Rosalie

(web) www.rifedigital.net (E): rifedigitaluk@gmail.com

(web) www.drclark.co/uk (E): clarkzappersuk@gmail.com

UK



07376056374

International



0044

7376056374

JAPAN:

この店舗の日本人顧客のみを対象とした大規模割引

ウェブサイト rifedigital.jp

マネージャー ピーター・ウィリアムズ博士

Eメール rifedigital@gmail.com



© 2020-2022, Electro Therapy Devices Berlin Germany

© 2020-2022, ETDFL Berlin Germany

Accessories Available at: ETDFL.COM

► **Dr Rife Treatment Straps for Hands and Feet**

- Flex Straps:
- Velcro Straps:
- Wires (Button Cables):




► **Dr Rife Treatment Mats**

- 3M Conductive Rubber Mats (Rife Mat)



► **3M Conductive Rubber Belts (Rife Belt)**



► **Beamer.Tech Pulsed Electromagnetic Field Technology**

Beamer.Tech PEMF Full Body Treatment Mat (www.beamer.tech)



BEAMER
WWW.BEAMER.TECH

SMD Light Technology: Available at: ETDFL.COM

►Dr Rife Retyne™ Macular Degeneration Light Healing Mat

- For the treatment of over 25 Eye Diseases and Disorders.



►Dr Rife Red LED Infrared Injury Healing MAT

- For the treatment of every type of Sprain and Injury.



►Dr Rife Culique™ Anti Aging Multiple IR Healing Mat

- For Anti-Ageing treatment, Skin Treatment and Hair Loss Treatment



- ►**Dr Rife** Beam Ray™ Cancer Treatment Sinewave Modulated Digital Waveform Light Mat

