

Manual de Instruções



do modelo Professional V3
Portuguese
© August / 2020 - © 2022

Índice	página 2
Introdução	página 3
. Informação técnica	página 4
. Como usar as pulseiras	página 5-6
. Professional V3:Teclado	página 7-8
. Modelo Professional V3	página 9
. Início rápido e ajuste de voltagem	página 10-11
. Definir idioma (Inglês / Japonês / Espanhol)	página 12
Funções automáticasno Professional V3	
. Super Sweep	página 13-14
. Convergence Sweep	página 15-16
25 GRUPOS: Seleções no MENU	página 17
. Seleção de grupos e comandos	página 18-19
. Modo: EJECUTAR	página 20-22
. Modo: IMPULSO	página 23
. Modo: BARRER	página 24-26
. Modo: BARRIDO DE PULSO	página 27
. Modo: PROGRAMA	página 28-31
. Lista dos 20 grupos PREDEFINIDOS	página 32-33
. FUNÇÃO: (RF) Radiofrequência	página 34
. FUNÇÃO: (CW) Onda Portadora	página 35
. Evolução de CPU do Rife Digital Professional V3:	página 36
. FUNÇÃO: Reinício Geral	página 37
. Perguntas frequentes	página 38-41
Recomendações para Tratamentos	página 42-44
. Avisos, Reação de Herxheimer, Sugestões	página 45-47
. Informações técnicas	página 48-49
. Introdução ao ETDFL, Aviso Legal	página 50-51
. Contactos, vendas e assistência em inglês	página 52

Introdução:

Parabéns pela sua compra do seu dispositivo de eletroterapia (ETD) Profissional V3. O guia a seguir fornece uma introdução à eletroterapia e recomendações para o uso do seu dispositivo. Também é fornecida a lista oficial de frequências ETDFL, revista para o seu dispositivo, uma introdução sobre parasitas e a descrição de uma limpeza de fígado, que recomendamos fortemente. Desejamos-lhe todo o sucesso com os seus tratamentos terapêuticos e um experiência positiva ao usar o seu novo dispositivo!

ATENÇÃO:Esta máquina é um dispositivo de eletroterapia com um potencial de saída de alta frequência. Leia atentamente este manual e utilize os seus dispositivos de eletroterapia exatamente como indicado!

Noções gerais:

Para que serve o tratamento de eletroterapia com o ETD?

- Use eletroterapia para combater certos vírus, bactérias, parasitas, etc. A eletroterapia funciona de maneira semelhante à Homeopatia: usando princípios naturais para curar o corpo. Tudo ao nosso redor já tem uma carga elétrica e, portanto, uma determinada frequência elétrica - estamos sempre e em toda parte expostos a ela. No caso de ter um vírus específico, ele vive em um determinado campo de frequência. Vamos assumir, por simplicidade, que este vivia apenas numa única frequência elétrica. Quando alimenta a mesma frequência gerada por um ETD ao seu corpo (com ondas muito particulares), o vírus é superestimulado e morre.
- Use eletroterapia para restaurar a vitalidade e a saúde: os programas produzem uma ressonância harmônica no corpo. Cada sintoma traz dissonância elétrica no organismo. Com os programas mais abrangente, como dor nas costas, programas de desintoxicação para pulmão, fígado, etc., a dissonância no corpo será transformada em ressonância harmônica. Tais programas são particularmente úteis para tratamentos meridianos ligados a 4 combinações de correias.
- Use eletroterapia para desintoxicação. Desintoxicar metais pesados, produtos químicos e outras toxinas indesejadas nos órgãos.
- Use eletroterapia para o tratamento de todas as doenças.

Informação técnica

Alcance de frequências

0:01 kHz - 999.99 kHz (1 MHz)

25 Programas de Tratamento

- 20 grupos de tratamento únicos
- + 5 Grupos programáveis (em branco) adicionais para o utilizador
- Cada grupo é composto por 10 frequências de tratamento.
- As predefinições podem ser restauradas através da Redefinição de Fábrica.
- Todos os 25 grupos podem ser reprogramados

Onda de Frequência e Banda Lateral

Microprocessador de 30 MHz com frequência RF/CW com onda em forma de quadrado; onda em quadrado testada em laboratório. Onda sinusoidal em feixe.

Onda Transportadora e Frequência de Rádio com capacidade para intercâmbio ativo

Onda de forma harmónica testada em laboratório em 100% das frequências .
Compatível com Equipamento Rife Modelo 110 & 281 CW/RF.

Corrente de entrada

19v DC / 4500 mA (110 V / 250 V SMPS) Todas as voltagens mundiais aceites, adaptador de alimentação de modo de comutação DC externo.

Voltagem real de corrente de entrada (Usando Osciloscópio)

12.5v, 14.5v, 17v DC com 100% de deslocação positiva

50% da Voltagem real de corrente de Saída (Usando Multímetro)

Variável 6v, 7v, 8.5v DC com 100% de deslocação positiva
(O multímetro não pode detetar a voltagem simultaneamente com uma onda de frequência)

Temperatura de Funcionamento do CPU (Segura) *


26° - 33° Celcius

78° - 90° Fahrenheit (Temperatura Normal de Funcionamento)

Tomada de saída DUPLA RCA

2 tomadas RCA, 1 conjunto de correias para as mãos, 1 conjunto de correias para os pés


Como usar as pulseiras




O melhor local para realizar várias horas de tratamento (como durante a noite) é a sola dos pés, de modo a que o botão de aço inoxidável toque o fundo dos pés. As solas dos pés têm uma pele muito espessa e são capazes de tolerar longos períodos de eletroterapia.

Recomendamos a utilização das pulseiras preferencialmente nas solas dos pés, de modo a que o revestimento azul condutor toque no lado de baixo dos pés. O botão de aço inoxidável deve tocar sempre nas solas.

Forma Correta de Utilizar as Pulseiras



Ajuste as Pulseiras nas Palmas das Mãos



O botão prateado fica virado para as palmas das mãos



Ou então coloque as pulseiras à volta dos pés (Recomendado)

Professional V3: Teclado



Reínicio e botão de LIGAR Geral,



or



Enter

Enter: Selecciona todos os itens do menu



Escape: Volta ao menu anterior




Cima e Baixo: Anda para cima e para baixo nos menus



Onda de Varrimento, Troca rápida (ver página 35)



Radiofrequência (ver página 34)




Teclas 0 - 9: Teclado para introducir códigos de frecuencia cuando está no modo PROGRAM.



INÍCIO RÁPIDO: MODELO PRO V3

- ▶ Ligue o adaptador de alimentação à entrada de energia
- ▶ Ligue o cabo de alimentação à máquina
- ▶ A luz ON indica uma ligação bem sucedida
- ▶ Pode ligar um fio da pulseira apenas na # 1
- ▶ Pode ligar um segundo fio de pulseira na # 2



- ▶ Pressione o botão Ligar/Desligar para ligar a máquina
- ▶ O ecrã LCD acende-se
- ▶ O tipo de máquina e as informações serão exibidas


Início rápido:

► Primeiro ligue a sua nova máquina pressionando MASTER RESET (Reinício Geral) no canto superior esquerdo. Isto permitirá o acesso imediato às Configurações de Voltagem (Sensibilidade) e ao Menu de Idioma. Todas as predefinições nos Grupos 21 - 25 serão definidas como Zero



Voltagem:

► O primeiro menu é sobre a VOLTAGEM (Voltaje). A voltagem está predefinida para 17v. Este é o padrão para a Rife Digital e NÃO DEVE ser alterado. Este nível de tensão fornece o nível de tratamento mais efetivo.




Reduza a voltagem apenas para:

- Tratamento de crianças pequenas
- Grande sensibilidade à saída de frequência
- Sensibilidade que cause vermelhidão ou erupção cutânea
- No caso de usar um Tapete de Cura Rife diretamente na pele

Muitas ferramentas avançadas, como Beam-Ray, funcionarão apenas a 17v, reduzindo a potência para Beam-Ray o que fará com que o acessório Beam-Ray funcione de forma ineficaz.

Os programas de frequência para Doenças Graves são todos pensados para a potência de 17v, portanto, para tratamentos eficazes, mantenha a tensão em 17v

Teclas que funcionam no menu VOLTAJE (Voltagem)





IDIOMA:

► O Professional V3 tem o seu sistema em três idiomas: inglês (por defeito), japonês e espanhol.

Menu de Idioma:



Teclas que funcionam dentro do menu idioma:



O inglês é o idioma padrão, no entanto, selecionando um idioma diferente, todo o equipamento poderá estar num idioma que o utilizador não compreenda. Assim, recorde-se que o botão "MASTER RESET" retorna o equipamento ao idioma inglês.

MENU: Súper Barrer / Introdução

Súper Barrer é uma função na máquina que permite ao utilizador varrer todas as frequências até 1 milhão de Hz ou (999,99kHz)

Como cada única frequência disponível é emitida para o utilizador, este pode experimentar um tipo diferente de eletroterapia que pode ajudar nos casos em que frequências específicas não estão a fornecer resultados rápidos.


Súper Barrer é fácil de localizar no menu principal e, simplesmente, pressionando ENTER, começa o Súper Barrer "Playback". Pode pausar o programa, a qualquer momento do ciclo pressionando ENTER novamente, e mais uma vez ENTER retomar o mesmo.

Recomenda-se a utilização de frequências específicas por um mínimo de 10 minutos em cada uma, nos conjuntos específicos de


"tratamento de doenças" descritos na ETDFL (Lista de Frequências);

No entanto, não há perigo se executar todas as frequências no modo Súper Barrer.

MODO: Súper Barrer / Teclas Disponíveis



► **ENTER: JUGAR:** Quando aparece JUGAR no ecrã, a saída do dispositivo está ativada e a luz (ON) acende. Quase todas as outras teclas estão inoperacionais no modo Jugar. Pode ligar as pulseiras e começar o seu tratamento no modo Jugar. A frequência mostrada no ecrã está a ser emitida para as pulseiras.



► **PAUSE:** pressione ENTER novamente para o pausar o programa. Isto também desbloqueia todas as teclas disponíveis

► ESC: Pressione a tecla ESC na "Pausa" para retornar ao menu anterior.

► Os modos de onda portadora (CW) e radiofrequência (RF) são comutáveis no modo Jugar. (HOT SWAP) Veja as páginas 34 - 35 para obter informações sobre CW e RF.

MENU: Convergence Sweep

Convergence Sweep (Varrimento convergente) é uma nova função no dispositivo que permite ao utilizador experimentar saída de frequência dupla (2 frequências simultaneamente) utilizando uma versão avançada da função de Super Varrimento.

Frequências de saída de 000.01 a 999.99


Frequências de saída de 999.99 a 000.01
simultaneamente.

Como cada única frequência disponível é emitida para o utilizador, este pode experimentar um tipo diferente de eletroterapia que pode ajudar nos casos em que frequências específicas não estão a fornecer resultados rápidos.

O varrimento convergente (Convergence Sweep) é fácil de localizar no menu principal, bastando selecionar ENTER para começar a "Reprodução" do Súper Barrer. Pode pausar, em qualquer momento do ciclo pressionando ENTER novamente, e mais uma vez ENTER para retomar o ciclo.

O varrimento convergente é executado em metade do tempo de uma sessão de Súper Barrer.

MODO: Teclas Varrimento Convergente (Barrido de Convergencia)



► **ENTER: JUGAR:** Quando JUGAR aparece no ecrã, a saída do dispositivo está ativada e a luz (ON) acende. Quase todas as outras teclas estão bloqueadas no modo Jugar. Pode ligar as pulseiras e começar o seu tratamento no modo Jugar. A frequência mostrada no ecrã está a ser emitida para as pulseiras



► **PAUSE:** pressione ENTER novamente para o pausar o programa. Isto também desbloqueia todas as teclas disponíveis

► **ESC:** Pressione a tecla ESC na "Pausa" para retornar ao menu anterior.

► Os modos de onda portadora (CW) e radiofrequência (RF) são comutáveis no modo JUGAR. (HOT SWAP) Veja as páginas 34 - 35 para obter informações sobre CW e RF.

25 GRUPOS: Seleção no MENU

- ▶ Use Cima / Baixo para percorrer os menus




- ▶ A Máquina (Menu) começa no Grupo # 1



- ▶ Os grupos predefinidos disponíveis são do número 1 ao número 20. Cada grupo contém 10 frequências
- ▶ Os grupos do número 21 ao 25 estão vazios. Um bom lugar para adicionar as suas próprias seleções de frequência
- ▶ É possível apagar TODOS os Grupos do número 1 ao número 25 no caso de precisar de mais 5 dos seus próprios Grupos Programáveis pelo Utilizador

Seleção de Grupo e Comandos

► Depois de selecionar o seu Grupo do número 1 ao 25 com a tecla ▲ CIMA ou ▼ BAIXO, pressione ENTER



Os Comandos de Grupo disponíveis agora são:

► **EJECUTAR:** Executa uma única frequência na posição zero no grupo selecionado atual.

Para mais informações sobre EJECUTAR, veja as páginas 20-22

► **EJECUCIÓN DEL PULSO:** Executa uma única frequência na posição zero no grupo selecionado atual alternando um impulso ON e OFF

Para mais informações sobre EJECUCIÓN DEL PULSO, consulte a página 23

► **BARRER:** Executa todas as 10 frequências entre os números 0 e 9 no grupo selecionado atual por um período de 10 minutos por frequência

Para mais informações sobre BARRER, consulte as páginas 24 - 26

► **BARRIDO DE PULSO:** Executa todas as 10 frequências entre os números 0 e 9 no grupo selecionado atual por um período de 10 minutos por frequência e a cada segundo a frequência alterna um impulso ON e OFF

Para mais informações sobre BARRIDO DE PULSO, consulte a página 27


► **PROGRAMA:** reprograma o grupo atual

Para mais informações sobre PROGRAMA, consulte a página 28-31

MODO: Ejecutar

A função Ejecutar é para a "Reprodução" específica de uma única frequência no Dispositivo. O comando RUN reproduzirá uma frequência selecionada pelo utilizador de uma lista das 10 frequências no "Grupo"

Como o modelo Professional V3 contém "25 Grupos", o utilizador tem a oportunidade de executar, num instante, qualquer frequência de qualquer Grupo



USE a tecla ▲ CIMA ou ▼ BAIXO para selecionar qualquer frequência de qualquer grupo

Qualquer uma das 35000 frequências na ETDFL (lista de frequências) pode ser programada no dispositivo num instante; Assim, o utilizador pode "CORRER" a frequência de seleção gravada pelo período desejado.

O comando EJECUTAR é um modo "Manual" puro e não possui uma definição de tempo predefinida. Por esse motivo, um Utilizador pode selecionar o comando

EJECUTAR para reproduzir uma única frequência para qualquer tempo determinado, por horas ou mesmo dias.


Quando pressiona ENTER, o Grupo selecionado é mostrado, bem como a Posição da Frequência dentro desse grupo, e também o número em KHZ. JUGAR mostra a saída. No caso de pressionar ENTER novamente, o programa PAUSA.

Grupo 1
Frecuencia 0
→ Ejecutar
001.01 KHz **Jugar** ◻

NOTA:

Sugerimos que as pessoas utilizem o modo BARRER (consulte as páginas 24-26) em vez de EJECUTAR, pois é preferível usar múltiplas frequências nos modos Automáticos (varrimento) ou (varrimento com impulso) para tratamentos eficazes de doenças.

MODO: Correr (JUGAR) / Teclas disponíveis



▶ **Jugar:** Quando Jugar aparece no ecrã, a saída do dispositivo está ativada e a luz (ON) está acesa. Quase todas as outras teclas estão bloqueadas no modo Jugar, pelo que pode anexar as pulseiras e começar o seu tratamento no modo Jugar. A frequência mostrada no ecrã é a que está a ser emitida para as pulseiras.

▶ **Pausa:** pressione ENTER novamente para o programa PAUSAR. Isto também desbloqueia todas as teclas disponíveis

▶ **Cima / Baixo para Selecionar outra frequência no modo PAUSA**

▶ **ESC:** para voltar. Só funcionará no modo Pausa.


▶ Os modos de onda portadora (CW) e radiofrequência (RF) são comutáveis no modo JUGAR. (HOT SWAP) Veja as páginas 34 - 35 para obter informações sobre CW e RF.

MODO: EJECUCIÓN DEL PULSO

A função Ejecución de Pulso é idêntica ao modo "EJECUTAR", com a exceção de que a máquina pulsa uma frequência a cada segundo, em vez da função normal "EJECUTAR" que não é pulsada.

Pulse usa um processador exclusivo para "Armazenar" e "Construir" a energia numa posição momentânea desligada, apenas para pulsar esta energia armazenada de volta ao corpo num rápido movimento de varrimento; aumentando a eficácia da Frequência e focando a Forma da Onda e movendo a energia de forma mais profunda no corpo para tratamentos de cura mais eficientes.

O Dr. Beck descobriu esse método convertendo um de seus Dispositivos Rife originais e de saída do circuito de movimento através de um Flash Pulsado de uma câmara Canon, removido de uma câmara antiga. O Dr. Beck descobriu que os tratamentos eram muito mais eficazes usando a saída pulsada de energia armazenada, do que através dos métodos de saída fixa padrão. Os mesmos métodos de pulsação são usados no seu Pro-Device, usando a tecnologia moderna de um microchip.



► Siga as instruções de EJECUTAR para usar o modo "Ejecución de Pulso". O Ejecución de Pulso é idêntico ao comando Ejecutar, exceto para pulsação alternada a cada segundo.

MODO: BARRER (Varrimento) – Introdução

A função BARRER é a função de reprodução temporizada encontrada em todos os dispositivos ETD originais. O modo "BARRER" reproduz qualquer uma das 25 frequências de Grupos a cada 10 minutos.


Um conjunto de frequências irá durar 100 minutos (1 hora e 40 minutos). O modo de varrimento também decorrerá continuamente em repetição, até que o pause ou prima ESC (Escape) para voltar ao menu. Isso permite que o utilizador realize programas de tratamento durante a noite sem pausa.

Caso deseje um tempo de tratamento mais curto usando o modo BARRER, opte pelo programa "Barrido de Pulso" no menu como alternativa. O Barrido de Pulso percorrerá todas as frequências predefinidas do Grupo a cada 20-30 segundos. O modo Barrido de Pulso só está disponível no Pro V3 Series.

A função Barrido tradicionalmente provou ser o modo mais eficaz, apenas com base no facto de ter sido integrada e usada em máquinas ETD há mais de 6 anos. A opinião dos clientes confirmou que este Modo Original ETD (Barrido) provou ser efetivo para todos os tipos de situações.

MODO: BARRER - Instruções:


Percorra 10 Frequências dentro de um Grupo, selecionando BARRER



Quando pressionar ENTER, o Grupo que selecionou é apresentado, além da Posição de Frequência dentro desse grupo, e também em número em KHZ. JUGAR mostra saída. Se pressionar ENTER novamente, o programa PAUSA.

Grupo 1
Frecuencia 0
→ Barrer
999.00 KHz **Jugar** [□]

MODO: Barrer (JUGAR) / Teclas Disponíveis



► **Jugar:** Quando Jugar aparece no ecrã, a saída do dispositivo está ativada e a luz (ON) está acesa. Quase todas as outras chaves estão bloqueadas no modo Jugar, pode ligar as pulseiras e começar o tratamento no modo Jugar. A frequência mostrada no ecrã é a que está a ser emitida para as pulseiras

► **Pause:** pressione ENTER novamente para o programa entrar em PAUSE. Isto também desbloqueia todas as chaves disponíveis

► **ESC:** para voltar. Só funcionará no modo Pausa.

► Os modos de Onda Portadora (CW) e Radiofrequência (RF) são comutáveis no modo Jugar. (HOT SWAP)
Consulte a página 34 - 35 para obter informações sobre CW e RF

MODO: Barrido de Pulso / Introdução

A função de varrimento pulsado é idêntica ao modo "BARRER", com a exceção de que a máquina pulsa as 10 frequências do grupo em cada segundo, em vez da reprodução normal "barrido", que é de 10 minutos por cada frequência (não pulsada).

Pulse usa um processador exclusivo para "Armazenar" e "Construir" a energia numa posição momentânea desligada, apenas para pulsar esta energia armazenada de volta ao corpo num rápido movimento de varrimento; aumentando a eficácia da Frequência e focando a Forma da Onda e movendo a energia de forma mais profunda no corpo para tratamentos de cura mais eficientes.

O Dr. Beck descobriu esse método convertendo um de seus Dispositivos Rife originais e de saída do circuito de movimento através de um Flash Pulsado de uma câmara Canon, removido de uma câmara antiga. O Dr. Beck descobriu que os tratamentos eram muito mais eficazes usando a saída pulsada de energia armazenada, do que através dos métodos de saída fixa padrão. Os mesmos métodos de pulsação são usados no seu Pro-Device, usando a tecnologia moderna de um microchip.

► **Siga o comando "BARRER" para usar o modo "Barrido de Pulso". A função de Varrimento Pulsado é**


idêntica ao comando BARRER, com exceção do impulso ser ativado e desativado a cada segundo.

MODO: Programa

► Use as ▼▲ setas para se deslocar entre o grupo um e os grupos 21 - 25



► Os grupos 21 a 25 são grupos vazios sem definições, sendo portanto um bom local para configurar os seus programas.



► Pressione ENTER no seu dispositivo para selecionar o Grupo número 21 e poderá ver a frequência zero por padrão

► Use ▼ ▲ as setas para selecionar outro espaço de frequência ou, simplesmente, comece a programar na Frequência 0 (mais fácil)

- ▶ Pressione ENTER para selecionar o intervalo de frequência padrão do número 0



- ▶ Use o teclado para inserir sua frequência sobre os zeros 000.00 e pressione ENTER para confirmar



- ▶ Neste exemplo abaixo, estamos a substituir a frequência de 000.00 KHz por 123.45 KHz



► Pressione ENTER para bloquear a Frequência 123.45 KHz (exemplo)



Frequência 0 : Está agora a piscar

► Agora pressione ▲ a seta para CIMA para mover para a próxima frequência: Frequência 1



Frequência 1 : Pode agora ser programada

Lista de 20 GRUPOS PREDEFINIDOS

Grupo 1 :

Artrite, reumatismo e osteoporose

Grupo 2:

Asma e alergias diversas

Grupo 3:

DSTs diversas

Grupo 4:

Específico para Hepatites, Hep A, B, C

Grupo 5:

Saúde dental e oral (abrangente)

Grupo 6:

Cancro (abrangente)

Grupo 7:

Metástase (Órgão) e Cancro (abrangente)

Grupo 8:

Frequência MOR e CW especializada do Dr. Rife

Grupo 9:

Alzheimer e outras demências

Grupo 10:

Infecções bacterianas Gram +/- (frio e gripe)

Grupo 11:
Vírus (abrangente)

Grupo 12:
Hipertensão (tensão alta)

Grupo 13:
Doença cardíaca e DPOC (abrangente)

Grupo 15:
Dr. Hulda Clark – Geral para Parasitas

Grupo 16:
Câncer: Específico para a mama

Grupo 17:
Distúrbios cerebrais e doenças cerebrais

Grupo 18:
Fungos (Geral) e sintoma de fungos em humanos

Grupo 19:
Dor, Geral:

Grupo 20:
Distúrbios de stresse (Geral)

Grupo 21 - 25: Grupos programáveis pelo utilizador.


FUNÇÃO: (RF) Radiofrequência:



- ◀ Use RF em qualquer um dos modos "JUGAR".
- ◀ Troca rápida entre RF e (CW) Onda Portadora
- ◀ A Quadrado □ Aparece à direita do JUGAR indicando que a RF está ligada

A informação documentada que temos mostra que os verdadeiros MORs do Dr. Rife que resgatariam os organismos eram as frequências de RF mais altas usadas nas máquinas Rife Kennedy dos modelos 110, 281 e Rife Ray # 4 e as frequências em harmônio mais altas usadas na máquina de raios em feixe na Clínica Rife. Todas as máquinas do Dr. Rife trabalharam em frequências de RF e não em frequências de áudio. A partir da análise de espectro da Máquina de Raios em feixe de Philip Hoyland, sabemos que ele usou frequências de áudio apenas para um propósito: para criar o método de espaçamento harmônico de banda lateral para atingir as frequências em harmônio mais altas, que eram a verdadeira radiofrequência M.O.R.s. Henry Siner relatou que o design de Philip Hoyland matou os organismos sob a observação do microscópio. Adicione a isso a lista de médicos que usaram os instrumentos e disseram que tiveram muitas doenças curadas. Isso mostra que o método harmônico de Philip Hoyland trabalha para além do conhecido

FUNÇÃO: (CW) Onda Portadora:



- ◀ Use CW em qualquer um dos modos "JUGAR".
- ◀ Troca rápida entre CW e (RF) radiofrequência
- ◀ Um X aparece à direita do JUGAR indicando que CW está ligado.

A informação documentada que temos mostra que os instrumentos Clínicos de Raios em Feixe originais trabalharam com (CW) ondas portadoras.

O modelo ETD Professional pode ser trocado num modo de simulação do dispositivo Rife de Raios em Feixe original na frequência portadora harmônica de 3,3 megahertz com a combinação de frequências de áudio (RF), que em conjunto produzem frequências de banda lateral.

Esta faixa de banda lateral alinha-se com a verdadeira frequência Rife M.O.R e desvitaliza ou processa microrganismos prejudiciais e nocivos.

A Onda Portadora foi o modo usado na máquina Original Rife, pelo Dr. Rife para curar os seus 16 pacientes de uma condição terminal.

Upgrade da Rife Digital Professional V3CPU:

Usando as últimas tecnologias de microchip, a ETD Labs ligou os instrumentos originais da Rife Machine Modelo 110 e Rife Machine Modelo 281, para produzir duas frequências RF (Rádio) elevadas ao mesmo tempo.

Esta inovação também possibilitou a modulação de baixas frequências de áudio a partir de 10 Hertz para cima numa frequência RF + Onda Portadora (CW) alta que veio do modelo 281. Exigiu mais de 6 meses de desenvolvimento para combinar as duas máquinas Rife com ultra Precisão usando as mais recentes tecnologias de microchips mais algoritmos de programação únicos.

A Rife Digital Professional V3 a executar a seleção CW (Onda Portadora), funciona agora como uma representação das duas potentes máquinas Rife 110 e 281.

Essas tecnologias também foram transferidas para o modelo Zapper Digital Professional V3, de modo a que os avanços nas tecnologias Rife também sejam passados para o modelo Dr Clark PRO.

FUNÇÃO: Master Reset:



◀ Utilize o Master Reset (reinício geral) apagar todas as frequências em todos os grupos e reiniciar a máquina com as configurações de fábrica. Consulte as páginas 32-33 sobre ospadrões de fábrica.

▶ O Master Reset apenas redefine os 20 Grupos PREDEFINIDOS novamente para os padrões de fábrica (páginas 32-33) e apaga todo o conteúdo nos Grupos 21-25, colocando-os a Zero (0.00)

▶ O Master Reset leva 1 segundo a concluir

▶ O Master Reset só funcionará na entrada do MENU de inicialização e e nunca noutro modo como MODO, EJECUTAR ou em qualquer outro "modo de operação"

▶ Tenha cuidado para não pressionar acidentalmente o Master Reset, pois nesse caso terá que voltar a introduzir as suas frequências do Grupo 20 - 25 guardadas de volta para a máquina através do teclado.

▶ Use o Master Reset para reverter a sua máquina novamente para idioma Inglês (Padrão) e 17v de tensão (Padrão)

PERGUNTAS FREQUENTES:

P: Qual é o melhor: CW ou RF?

Resposta:

A Onda Portadora (CW) (Padrão) é o melhor modo, porque é baseado no dispositivo Rife Beam original. A RF foi considerada mais tarde nos modelos Kennedy subsequentes e seria considerada como uma segunda opção.

P: Onde estão as localizadas frequências para programar as minhas próprias frequências na máquina?

Resposta:

O ETDFL (Frequências) encontra-se na última secção deste manual. As frequências estão descritas em inglês, pois os termos e as descrições médicas do inglês são usadas em vários idiomas.

P: Posso ligar este dispositivo a um carro ou bateria solar externa de 12v?

Resposta:

O modelo PRO V3 exige 19v para funcionar, logo, no caso de utilizar diretamente uma bateria, necessitará de um inversor 12v-19v. Em caravanas e acampamentos podem, com segurança, ligar o Adaptador de Alimentação na tomada elétrica das carrinhas. O Adaptador pode ser usado com ligação dos EUA (110v) ou de outros países (220v, 230v, 240v)

Entre em contacto com Healthproducts2@gmail.com para conhecer opções de bateria externa

A loja dos EUA tem um dispositivo portátil de bateria solar que poderá utilizar para funcionar com o modelo PRO V3 fora da rede elétrica

P: Podem duas pessoas usar a máquina?

Resposta:

Sim, duas pessoas podem usar a máquina. Existem duas portas na parte superior do modelo Pro que permitem cabos para 2 pessoas.

- Apenas um grupo pode estar em funcionamento ao mesmo tempo

- A saída de frequência dupla apenas está disponível no modo de varrimento de convergência

Podem ser armazenados na máquina programas para até 25 pessoas, o que é útil para uma clínica preparar programas para o tratamento de até 25 clientes antecipadamente.

P: Qual a garantia da minha máquina profissional ETD?

Resposta:

12 meses. A garantia internacional cobre todos os países, contudo podem ser aplicadas taxas de devolução de correio em países fora do Reino Unido, EUA e Austrália

P: Posso comprar em quantidade para obter um desconto ou tornar-me um revendedor?

Resposta:

Sim, existem descontos disponíveis para quantidade. Entre em contacto com o distribuidor na sua área. Os contactos para o Reino Unido, a UE, os EUA e o Japão estão na contracapa.

P: Não gosto das pulseiras. Existe uma alternativa?

Resposta:

Sim. O "Recente Tapete de Cura Rife" é um "tapete tipo cama" condutor de um lado no qual se pode deitar, sem estar ligado a pulseiras e fios. É uma excelente escolha para a dor nas costas

e também para outros programas de tratamento. O TAPETE está disponível na lojas dos EUA e do Reino Unido e pode ser encomendado diretamente aqui:

(USA)

www.healthproducts2.com (O Tapete é apresentado na página de entrada)

(UK)

rifedigital.net/order (O "pacote de tapete" encontra-se na página do carrinho)

Nos EUA, o Tapete é enviado usando os serviços postais da USPS (EUA), e também está disponível para todos os restantes países. O Tapete de Cura Rife só pode ser liagado aos modelos "PRO & PRO V3".

No Reino Unido e na UE, o "Pacote de Tapete" é enviado através do Royal Mail, incluindo rastreamento

P: Ao ler o diário do Dr. Rife, fiquei a saber que este usou pulseiras nas máquinas modelo Rife dos anos 40, no entanto, eu também sei que ele usou uma luz ou lâmpada como uma opção para tratamentos. Estão a vender uma Lâmpada Rife para o modelo Professional?

Resposta:

A ETD Labs na Alemanha está neste momento a trabalhar numa lâmpada Rife para se adequar ao modelo Rife Professional Digital. Este tem sido um projeto em andamento nos últimos 2 anos, já que a transmissão de frequências para a luz requer uma grande quantidade de pesquisa e também um teste num grupo de pessoas. Antecipamos um lançamento da Lâmpada Rife em 2020 ou 2022, no entanto, neste momento, não temos uma data fixa.

P: Preciso de algumas pulseiras extra e cabos para facilitar o meu trabalho enquanto trabalho com clientes e por isso preciso de acessórios extras.

Resposta:

- Pulseiras de velcro
- Pulseiras flexíveis
- Leads extra
- Tapetes de Cura Rife
- Bateria portátil com energia solar
- estão disponíveis na loja dos EUA e podem ser encomendados diretamente aqui: www.healthproducts2.com (pulseiras exibidas na página inicial. Pulseiras disponíveis para clientes internacionais)

Para o Reino Unido, a UE e o resto do mundo:

- Tapetes de Cura Rife
- estão disponíveis no rifedigital.net/order(ou através do e-mail rifedigitaluk@gmail.com)

Japão

- Tapetes de Cura Rife, Pulseiras de Velcro e Leads
- Entre em contato com a Loja Internacional

Recomendações para tratamentos

Recomendações gerais:

Se é a primeira vez que utiliza esta forma de terapia ou se não usou o Professional V3 por muito tempo ou mesmo nunca antes, recomendamos iniciar o tratamento lentamente. No modo <SWEEP>, execute um máximo de um ciclo por dia, possivelmente dividido em duas sessões (primeiras 5 frequências, algumas horas depois, as outras 5).

Após alguns dias com este tratamento bastante conservador, pode aumentar o tempo de tratamento para 2 ciclos <SWEEP> por dia. Se trabalhar regularmente com o dispositivo, então pode começar a fazer tratamentos durante a noite durante 7 a 9 horas com pulseiras para o pé ligadas. Desta forma, realiza 3 a 4 ciclos durante o sono e experimentará sucessos de cura muito imediatos. De um modo geral, o sono não é perturbado; Muitos utilizadores até descrevem o contrário, eles sentem-se mais despertos e mais alerta após noites em tratamentos de eletroterapia.

O livro de frequência ETD lista milhares de doenças e enfermidades, com 10 frequências cada uma. Às vezes, a escolha é simples, por exemplo, se estiver constipado, basta programar o seu dispositivo com a frequência definida para "constipação comum" e configurar a sua máquina em <SWEEP>. Condições ou doenças mais complicadas podem exigir um programa individualizado.

Tratamento de doenças gerais:

Os tratamentos gerais são considerados tratamentos para limpeza de parasitas, constipações ou gripe, cândida ou doenças da pele, bactérias, infeções virais e desintoxicação, para citar alguns. Estas situações podem ser tratadas durante um período de 21 a 30 dias

Para o tratamento geral de parasitas recomendamos:

Geral para Parasitas: Dr. Clark (PREDEFINIÇÃO N.º 15)

Programa o ETD com cada frequência e use por 10 minutos em cada uma. Muitas pessoas usam o ETD nos pés à noite e durante os primeiros 21 dias de limpeza durante 7-9 horas por dia ou noite,

enquanto descansa ou está a dormir. Coloque pulseiras nos dois pés com o lado prateado a tocar nas solas. Programe todas as frequências acima e permita que as frequências se repitam durante a noite em ciclo a cada 100 minutos.

No caso de não ter conhecimento da doença que está a ser tratada, basta usar uma das predefinições de frequência padrão da máquina e usar a tecla <SWEEP> para executar as frequências de acordo com as instruções acima.

Tratamento de doenças graves:

As doenças mais graves muitas vezes exigem um período de tratamento mais longo, e muitas vezes permitem um curso de frequências que podem mudar a cada poucas semanas. Os nossos dispositivos foram usados com sucesso para tratar doenças graves para milhares de pessoas. Regularmente, os resultados mostraram que as sessões de tratamento prolongado produziram as melhores respostas de cura.

As sessões longas são mais convenientes durante a noite, para não interromper as atividades diurnas ou os horários de trabalho. Uma sessão durante a noite com as pulseiras presas aos pés permitirá uma cura mais profunda que alcançará e penetrará nos órgãos do corpo. Por exemplo, os intestinos são um órgão que não poderia ser alcançado anteriormente por dispositivos de frequência precoce; Agora com o ETD, podem eliminar-se parasitas e patógenos que habitam o intestino e outros órgãos, como fígado, rins, vesícula e estômago. No entanto, leva tempo, e o utilizador é obrigado a usar frequências que ressoam de perto com o patógeno ou parasita envolvido. Recomendamos o modo <SWEEP> para este propósito, enquanto percorre as 10 frequências a cada 10 minutos num ciclo repetitivo. Cada frequência ressoa com o programa de cicatrização para tratar a doença em particular.

Como a ETD funciona com frequências naturais, três meses podem ser um período de tempo plausível para remissão de doenças mais graves. A medicina natural funciona desta maneira, num nível mais subtil e durante um longo período de tempo. Novamente, os melhores resultados são alcançados com as longas sessões de tratamento durante a noite.

Como escolher as frequências:

No caso de ter sintomas que não podem ser identificados com tanta facilidade, existem vários métodos para escolher o seu programa de tratamento:

- Para selecionar o conjunto de frequência ou a frequência correta, pode trabalhar com cinesiologia (teste muscular, com base no princípio de que o corpo já sabe o que precisa, podendo trabalhar com um praticante de cinesiologia ou aprender estas técnicas para sua própria utilização doméstica) . Alguns clientes trabalham com um pêndulo, o que também é fácil de aprender.
- Existem dispositivos eletroterapêuticos que são capazes de escrever perfis de diagnóstico muito precisos. Estes dispositivos são frequentemente usadas por homeopatas (máquina Vega) ou em práticas naturais de cura (Equipamentos de Biorressonância), como o Quantum SCIO. Estes são baseados no mesmo princípio, só que eles começam a partir de um corpo completamente saudável e depois medem e diagnosticam as dissonâncias presentes no corpo com alguma doença. Nesse caso poderia pesquisar esse método, obter um perfil de diagnóstico e depois tratar-se com o seu próprio dispositivo.
- A maioria das frequências de doenças estão listadas no livro, no entanto, as definições médicas podem mudar ao longo do tempo ou ser compiladas numa nova definição. No caso de não conseguir encontrar uma frequência, pode ter verificado na secção errada do manual: Por exemplo: o cancro de pele estará listado como "**Cancro, Pele**". Ou ténias estarão listadas como "**Parasitas, Ténias**", por exemplo. Em caso de dúvida, envie um e-mail ao seu fornecedor da máquinas para obter o conjunto de frequências correto ou baixe a versão em PDF deste manual e utilize o comando "Pesquisar" do Adobe PDF para encontrar o nome da doença.
- Se usa o seu ETD regularmente, irá observar outro efeito colateral importante: irá conhecer o seu corpo muito melhor e irá tornar-se mais sensível aos processos físicos desta terapia. Poderá avaliar as suas doenças e, portanto, escolher os seus próprios tratamentos com mais precisão. Será capaz de identificar as frequências que o levam a uma maior saúde e trazem novos conjuntos de frequências quando necessário.

Alerta sobre Tratamentos:

Não existe a possibilidade de "fazer algo errado" com esses tratamentos. Se (por exemplo) usar o dispositivo para eliminar um parasita em particular, e não tiver esse parasita, então a frequência elétrica pode simplesmente desaparecer sem efeito sobre o corpo. Houve pesquisas que mostram que patógenos vivem em intervalos de frequência específicos. No caso de cruzar faixas de frequência com outros agentes patogênicos ou parasitas de uma ressonância similar, é provável que possa eliminar essa espécie. Recomendamos alterar os conjuntos de frequência no caso de não sentir mudança de sintomas de doença após o tratamento prolongado (5 dias). O livro de frequências ETD fornecerá outras opções de frequência para auxiliar nos tratamentos adicionais.

O que é a reação de Herxheimer?

Quando começa os tratamentos de eletroterapia, muitos parasitas e patógenos são mortos. Isto pode sobrecarregar o seu sistema imunitário e levar a náuseas, fadiga e tonturas. Isto é chamado de "efeito Herxheimer" ou Síndrome da Morte dos Parasitas, uma resposta do sistema imunitário a toxinas no sangue e nos tecidos. Esta breve sobrecarga do fígado e outros órgãos de eliminação pioram os seus sintomas no início. Isto pode durar algumas horas, mas também pode durar até 2-3 dias antes de começar a sentir-se muito melhor. É importante saber que o agravamento dos sintomas não significa que o tratamento tenha falhado; Na verdade, é exatamente o contrário, a saber, a evidência de uma desintoxicação muito forte e efetiva.

O que fazer quando ocorre uma reação de Herxheimer?

O mais importante é aceitar essa reação física, como resultado de confirmação do tratamento. Se for muito grave, reduza o tempo de tratamento, beba muita água (pelo menos 4 litros por dia) e descanse (sem exercício!), Coma levemente para não sobrecarregar o seu sistema digestivo, adicione sumo de limão recém-espremido à sua água e certifique-se de que o seu sistema digestivo está a funcionar adequadamente (pode-se recomendar o uso de sal de Epsom ou de laxantes naturais). Retire as sessões de eletroterapia por alguns dias até recuperar.

Avisos sobre ETD

- Foi sugerido que as mulheres grávidas não devem usar dispositivos de eletrofrequência.
- Pacemakers: pode usar ETD mesmo tendo Pacemaker, no entanto mantenha as pulseiras da máquina e os fios a mais de 12 "(polegadas) de distância da zona do tórax.
- Foi sugerido que a saída de frequência gerada na largura de banda de Lactobacillus Acidophilus: (346.05, 347.00, 348.00, 349.00, 350.00, 351.65, 352.00, 353.00, 354.00, 355.00) pode desencadear Candidíase (Cândida) em algumas pessoas. Se o seu programa de tratamento varia dentro da largura desta banda tome diariamente suplementos "Probióticos", disponíveis nas lojas de alimentos saudáveis. O Lactobacillus acidophilus também é encontrado em iogurte natural, Kefir e Kombucha.

Nota importante:

Em casos raros, pode haver uma sensação de formiguelo na pele devido ao uso de nossa ETD. Isso geralmente ocorre apenas quando se usa as pulseiras em pele sensível, como abdômen, pulsos ou outras áreas de pele macia. Para evitar isso, use as pulseiras apenas nas palmas das mãos ou nas solas dos pés.

A utilização das pulseiras em áreas de pele sensível, além da sensação de formiguelo, acima descrita, por um longo tempo, pode causar uma erupção cutânea local. Se realmente necessitar de tratar estes locais, mova as pulseiras regularmente a cada poucos minutos, em caso de sensação de comichão. Os melhores lugares para realizar tratamentos durante um período de tempo mais longo são as palmas das mãos e/ou solas dos pés.

Pode alternar a tensão no Professional V3, de 17v para 14.5v ou 12.5v, como forma de reduzir também os problemas de sensibilidade. A tensão está predefinida para 17v. Este é o padrão para a Rife Digital e NÃO DEVE ser alterado porque este nível de tensão de 17v fornece o nível de tratamento mais efetivo das doenças.

Apenas reduza a tensão para:

- ▶ Tratamento de Crianças Pequenas
- ▶ Super sensibilidade à frequência de saída
- ▶ Sensibilidade que causa vermelhidão ou erupção cutânea
- ▶ Utilizando um tapete de cura Rife diretamente na pele

O melhor local para realizar várias horas de tratamento (como durante a noite) está na sola dos pés de uma forma a que o botão de aço inoxidável toque no fundo de seus pés. As solas dos pés têm uma pele muito espessa e são capazes de tolerar longos períodos de eletroterapia.

(Imagem) Exemplo de como as pulseiras são mais corretamente ajustadas aos pés



Sugestões para operação adequada do equipamento

Recomendamos que a máquina seja colocada numa superfície firme, como uma mesa de vidro, mesa de cabeceira de madeira ou no chão, se este for de mármore ou de uma superfície semelhante.

Não coloque a máquina em cima das camas, nem dentro da cama, em um piso alcatifado ou numa almofada ou em roupa.

Não fique alarmado se a luz verde começar a piscar nos programas 00.01 - 00.04 kHz.


Ao usar as frequências "Super Low Range" de 00.01 - 00.04, a luz verde pode piscar, indicando que a máquina está a executar um conjunto de baixa frequência. Os conjuntos de frequências muito baixas de 00.01 - 00.04 são a faixa de desintoxicação mais eficaz, e

por esse motivo, foi instalado um indicador de luz intermitente, para que médicos e profissionais de saúde possam monitorizar os seus clientes.


Os conjuntos de desintoxicação de baixa faixa podem causar uma pequena reação de herdimerização em alguns clientes. Este intervalo de desintoxicação permite a eliminação rápida de patógenos e bactérias no corpo, o que pode causar uma pequena reação em algumas pessoas, como sintomas de uma constipação ligeira, que raramente durará mais de algumas horas.

Esta máquina foi aprovada no Controle de Qualidade por diversos anos de operação contínua e de sucesso.

Dados técnicos.



Harmónico de Onda Quadrada



- Saída de Onda Quadrada
- Voltagem 17v (Osciloscópio)
- Voltagem 8.5v (multímetro)
- Ciclo 100% de deslocamento positivo
- DAC: precisão digital
- Frequências RF usando
- Impedância CW
- * Muda automaticamente para Onda Sinusoidal somente quando usar um equipamento com lâmpada de raios de feixe Dr. Rife

Forma harmónica testada em laboratório em 100% das frequências

Fig. 2

DAC

As frequências digitais de Síntese Digital Direta e Processamento de Sinal Digital são convertidas em analógicas antes de serem transmitidas a partir do ETD. Estes conversores Digital para Analógico também são conhecidos como DAC. O sinal ETD passa pelo DAC e passa através de um Passo baixo ou Filtro passa-banda para finalizar a conversão analógica. A frequência produzida é uma frequência analógica muito precisa com todos os tons acima e abaixo daquela frequência analógica.

A frequência analógica produzida por um chip digital pode ser varrida para cima ou para baixo com mais precisão que a maioria dos geradores de frequência. A coisa mais importante a ter em consideração é que a frequência será convertida em analógica antes de ser emitida pela ETD. As frequências produzidas digitalmente quando convertidas em analógicas são as mais precisas. Essas frequências analógicas quando convertidas numa onda quadrada produzem sons harmônicos de onda quadrada como visto na (Fig. 2). As radiofrequências são produzidas usando a Impedância da Onda Transportadora.

TIPO DE ONDA

O tipo de onda é Onda Quadrada, a forma de onda mais confiável testada para eliminar patógenos e para tratamento de doenças. O ciclo de funcionamento é fixado em 50% no modelo padrão e em 10%-90% de ciclo quadrado de onda no modelo Professional V3 na opção Pulse. (Fig. 1) A forma da Onda irá mudar para uma onda senoidal ao usar o Beam Ray com o Rife Professional V3, de acordo com as especificações da máquina Dr Rife Beam Ray.

VOLTAGEM e AMPERAGEM

A saída de tensão medida por um osciloscópio medirá com precisão a parte superior da onda Quadrada (8,5v) adicionada ao fundo da onda quadrada (8,5v) para produzir a leitura de saída correta de 17v. A saída medida por um multímetro medirá com precisão apenas a parte superior da onda quadrada (8,5v). A leitura é instantânea e não contabiliza a medida total verdadeira ($8,5 + 8,5 = 17v$).

Portanto, verifique que se está a medir a saída do seu ETD com um multímetro, deverá contar com o facto de que a medida mostrada apenas refletirá 50% da produção total do seu dispositivo ETD. Esta anomalia tem a ver com a incapacidade da maioria dos multímetros para medir com precisão tensões de uma forma de onda. Em caso de dúvida, teste sempre a saída ETD com um Osciloscópio profissional. A saída de amperagem da fonte DC é 4500ma.

FREQUÊNCIAS HARMÓNICAS

As frequências produzem ondas harmónicas que progridem de alta para baixa e de novo para alta dentro das sequências de saída da onda (Fig. 2). As ondas harmónicas de uma frequência consistem em toques e tons suaves dessa frequência. Num dispositivo como o gerador de frequência ETD, os sons harmónicos continuam infinitamente. Porque, com os sons harmónicos, não só obterá os efeitos curativos da própria frequência, mas também dificultará que o patógeno siga a frequência dada.

Introdução à Lista de Frequências ETD

A edição revista da lista de frequências ETD (Lista de Frequências para Equipamentos de Eletroterapia, Edição de Agosto de 2020-2022) fornece aos utilizadores do ETD um manual claro e abrangente para usar o dispositivo de Terapia Eletrónica contra várias doenças e enfermidades.

Este livro foi adaptado da Lista-Frequências-CAFL original para uso com seu dispositivo e todas as frequências programáveis são mencionadas em kilohertz (kHz).

A Lista de Equipamentos de Eletroterapia, (© Associação ETDFL)

Este livro foi compilado por investigadores médicos, que usam o equipamento Dr Rife Professional V3 em combinação com o dispositivo de Bioressonância Quantum SCIO para descobrir as frequências específicas que refletem tratamentos médicos bem-sucedidos de pacientes em várias configurações de frequência RIFE. Os médicos tomaram notas da gama de frequências para uma determinada doença quando o tratamento foi bem sucedido. Estes foram então transcritos para este manual.

As frequências neste manual refletem tratamentos bem-sucedidos usando dispositivos de eletroterapia digitais. Eles podem nem sempre ser uma cura para uma doença, mas as frequências irão ajudar no alívio de muitas doenças e enfermidades. Muitas doenças de um parasita específico podem ser tratadas e curadas através dos programas de frequência específicos delineados nas listas de frequências ETD.

Todas as frequências neste manual estão representadas em Kiloherz (KHz). 1 KHz corresponde a 1000 Hz (isto é, 30000 Hz = 30,00 KHz). O alcance do dispositivo digital é de 000,01 KHz até 999,99 KHz (aproximadamente 1 MHz (Megahertz)). Esta compilação de frequência foi preparada de forma a que seja possível programar os conjuntos de frequência diretamente no seu dispositivo de frequência digital.

Introduza os conjuntos de frequência deste manual na consola de navegação da sua máquina para obter uma melhoria dos seus sintomas, a cura de várias doenças ou enfermidades físicas.

ETDFL

A E.T.D.F.L é um projeto em curso em 12 clínicas em todo o planeta que usam a máquina de Biorresonância Quantum SCIO para registar frequências de Doença de clientes reais e, em seguida, produzem as 10 frequências mais precisas que são consideradas adequadas para o tratamento com o Equipamento Royal Rife. Este projeto começou em 2006, quando a lista de frequência CAFL original foi descontinuada. A ETDFL tornou-se a nova lista, agora utilizada por mais de 100.000 utilizadores do Equipamento Royal Rife em todo o planeta. A precisão das frequências é observada nos resultados positivos dos clientes que utilizam esta lista de frequências em clínicas e residências em todos os países.

A **ETDFL** é atualizada um vez por ano. A última versão em PDF está disponível em:
ETDFL.com

Versões PDF da ETDFL em **ETDFL.com** permitem-lhe pesquisar a base de dados da ETDFL para frequências de Doenças que podem

estar mais atualizadas do que as na Lista disponibilizada neste manual.

O equipamento Digital Professional V3 é licenciado para utilizar todos os conjuntos de frequências da ETDFL Royal Rife© 2020 - 2022
ETDFL Berlin Alemanha

Aviso Legal

A Associação E.T.D.F.L. (ETDFL.com) não possui garantias, que as frequências Royal Rife contidas neste livro irão curar quaisquer doenças específicas. A listagem é um guia compilado pela equipa médica de eletroterapia, que teve resultados bem-sucedidos em cada uma das frequências específicas listadas.

VENDAS E SUPORTE INTERNACIONAL

EUA / CANADÁ / AUSTRÁLIA / Mundo

Vendas e Assistência

(web) www.rifedigital.com

(E) healthproducts2@gmail.com

EUA ☎ 206-708-6408

Internacional ☎ 0011-1-206-708-6408

Reino Unido&União Europeia,

Europa de Leste&Resto do Mundo

Loja de Londres,Reino Unido, Gerente: Rosalie

(web) www.rifedigital.net (E): rifedigitaluk@gmail.com

(web) www.drclark.co.uk (E): clarkzappersuk@gmail.com

Reino Unido☎ 07376056374

Internacional ☎0044 7376056374

JAPÃO: この店舗の日本人顧客のみを対象とした大規模割引

ウェブサイト rifedigital.jp

マネージャーピーター・ウィリアムズ博士

Eメールrifedigital@gmail.com



© 2020-2022, *Electro Therapy Devices Berlin Germany*

© 2020-2022, *ETDFL Berlin Germany*